



**AIA-100**

***KIP0091***

For Informational/Research Purposes Only

**Distributed By:**



Immuno-Biological Laboratories, Inc. (IBL-America)  
8201 Central Ave. NE, Suite P  
Minneapolis, Minnesota 55432, USA  
Phone: (888) 523-1246  
Fax.: (763) 780-2988  
Email: [info@ibl-america.com](mailto:info@ibl-america.com)  
Web: [www.ibl-america.com](http://www.ibl-america.com)

For Informational/Research Purposes Only

---

**LOT** : 110217/1



en

Read entire protocol before use.

## AIA-100

### I. INTENDED USE

Radioimmunoassay for the *in vitro* semi-quantitative measurement of human free anti-insulin antibodies (AIA) in serum and plasma.

### II. GENERAL INFORMATION

- A. Proprietary name : DIAsource AIA-100 Kit
- B. Catalog number : KIP0091 : 100 tests
- C. Manufactured by : DIAsource ImmunoAssays S.A.  
Rue du Bosquet, 2, B-1348 Louvain-la-Neuve, Belgium.

For technical assistance or ordering information contact :  
Tel : +32 (0)10 84.99.11      Fax : +32 (0)10 84.99.90

### III. CLINICAL BACKGROUND

#### A. Biological activity

The presence of circulating anti-insulin antibodies (AIA) in diabetics treated with insulin has been recognized as early as 1955. The highly purified insulin preparations, presently available, are less immunogenic than some of the previously used, less pure, preparations. Bovine insulin is more immunogenic than the porcine hormone. Also, it has recently been recognized that AIA may develop, in patients treated with human insulin.

The determination of circulating anti-insulin antibodies is of clinical importance for the following reasons :

- § The presence of free anti-insulin antibodies in plasma interferes with the determination of insulin by radioimmunoassay;
- § At very high titers, the anti-insulin antibodies may induce a state of insulin resistance;
- § Anti-insulin antibodies may influence the quality of the glycemic control, in diabetic patients, by prolonging the half life of insulin.

#### B. Clinical applications

- § Evaluation of the presence of free anti-insulin antibodies prior to the determination of insulin levels, by radioimmunoassay, in patients having received previous insulin therapy ;
- § Evaluation of states of insulin resistance;
- § Adjunct to the diagnosis of surreptitious insulin injections (factitious insulin-induced hypoglycaemia);
- § Monitoring of the evaluation of anti-insulin antibodies, in patients receiving the newly formulated human insulin preparations (new cases; patients in whom a previous treatment with porcine or bovine insulin is replaced by the administration of human insulin).

#### IV. PRINCIPLES OF THE METHOD

The presence of circulating anti-insulin antibodies in insulin treated diabetics is estimated on a semi-quantitative basis, by the determination of the binding of  $^{125}\text{I}$ -Tyr-A14-insulin to the serum fraction precipitated by the polyethylene glycol (PEG) (gamma globulins).

#### V. REAGENTS PROVIDED

Reagents	96 Test Kit	Colour Code	Reconstitution
<b>Ag</b> $^{125}\text{I}$	1 vial 1 ml 74 kBq	red	<b>Add</b> 10 ml distilled water
TRACER: $^{125}\text{I}$ odine labelled INSULINE in phosphate buffer with bovine serum albumin , thymol and sodium azide (<0.1%)			
<b>CONTROL</b> <b>N</b> Controls - N = 1 to 3 (see exact values on vial labels) in human serum with thymol	3 vials lyophilised	yellow	<b>Add</b> 1ml distilled water
<b>PEG</b>	1 vial 105 ml	green	<b>Ready</b> for use
PEG: Polyethylene glycol (16%) in phosphate buffer with bovine serum albumin, Tween 20 and sodium azide (0.5%)			

**Negative Control:** The first control contains no anti-insulin antibodies. It allows the determination of the non-specific tracer binding.

**Positive Controls:** The two other controls respectively contain low and high levels of bovine free anti-insulin antibodies.

#### VI. SUPPLIES NOT PROVIDED

The following material is required but not provided in the kit:

1. Distilled water
2. Pipettes for delivery of: 100  $\mu\text{l}$  and 1 ml (the use of accurate pipettes with disposable plastic tips is recommended)
3. Disposable polystyrene tubes (12 x 75 mm)
4. Plastic or aluminium foil
5. Incubator at 37°C
6. Vortex mixer
7. Magnetic stirrer
8. Centrifuge operating at 1500 g
9. Aspiration system (optional)
10. Any gamma counter capable of measuring  $^{125}\text{I}$  may be used (minimal yield 70%).

#### VII. REAGENT PREPARATION

- A. **Tracers:** Reconstitute the tracer with 10 ml distilled water.
- B. **Controls:** Reconstitute the controls with 1 ml distilled water.

#### VIII. STORAGE AND EXPIRATION DATING OF REAGENTS

- Before opening or reconstitution, all kits components are stable until the expiry date, indicated on the label, if kept at 2 to 8°C.
- After reconstitution, tracer and controls are stable for 8 days at 2-8°C. For longer storage periods, aliquots should be made and kept at -20°C for maximum 3 months. Avoid subsequent freeze-thaw cycles.
- Alterations in physical appearance of kit reagents may indicate instability or deterioration.

#### IX. SPECIMEN COLLECTION AND PREPARATION

- Serum or plasma samples must be kept at 2-8°C.
- If the test is not run within 24 hrs, storage at -20°C is recommended.
- Avoid subsequent freeze-thaw cycles.
- After thawing, the samples should be mixed and centrifuged.

#### X. PROCEDURE

##### A. Handling notes

Do not use the kit or components beyond expiry date.

Do not mix materials from different kit lots.

Bring all the reagents to room temperature prior to use.

Thoroughly mix all reagents and samples by gentle agitation or swirling.

Use a clean disposable pipette tip for addition of each different reagent and sample in order to avoid cross-contamination. High precision pipettes or automated pipetting equipment will improve the precision.

Respect the incubation times.

Prepare a calibration curve for each run, do not use data from previous runs.

##### B. Procedure

1. Label polystyrene tubes in duplicate for each control, sample and total counts.
2. Briefly vortex controls and samples and dispense 100  $\mu\text{l}$  of each into the respective tubes.
3. Dispense 100  $\mu\text{l}$  of  $^{125}\text{I}$ odine labelled Insuline into each tube, including the tubes for total counts.
4. Shake the tube rack gently by hand to liberate any trapped air bubbles.
5. Cover the tubes (with plastic or aluminium foil) and incubate for 2 hours at 37°C.
6. Add 1 ml of the PEG solution (at room temperature) into each tube, except the total counts. Briefly vortex the tubes.
7. Incubate for 15 minutes at room temperature.
8. Centrifuge for 15 minutes at 1500 g. The use of a refrigerated centrifuge is not necessary, provided that the temperature does not rise up to 25°C.
9. Immediately aspirate (or decant) the supernatants carefully from each tube (except total counts). Be careful not to disturb the precipitate.
10. Count tubes in a gamma counter for 60 seconds.

#### XI. CALCULATION OF RESULTS

1. Calculate the mean of duplicate determinations.
2. Calculate the bound radioactivity as a percentage of the total counts according to the following formula :

$$\text{B/T (\%)} = \frac{\text{Counts (Control or sample)}}{\text{Total Counts}} \times 100$$

#### XII. TYPICAL DATA

The following data are for illustration only and should never be used instead of the real time values.

AIA	cpm	B/T (%)
Total count	33780	
Controls:		
Negative Control	1265	3.7
Low Positive Control	6877	20.4
High Positive Control	19435	57.5
Sample 1	4054	12.0
Sample 2	7904	23.4
Sample 3	12363	36.3

#### XIII. PERFORMANCE AND LIMITATIONS

##### A. Precision

###### INTRA-ASSAY PRECISION

Serum	N	$\text{<}X\text{>} \pm \text{SD}$ (B/T x 100)	CV (%)	Serum	N	$\text{<}X\text{>} \pm \text{SD}$ (B/T x 100)	CV (%)
A	15	$3.2 \pm 0.4$	12.5	A	38	$3.5 \pm 0.7$	20
B	15	$20.4 \pm 0.6$	2.9	B	38	$20.8 \pm 1.0$	4.8
C	15	$59.6 \pm 1.0$	1.6		38	$60.0 \pm 2.0$	3.3

SD: Standard Deviation; CV: Coefficient of variation

#### XIV. INTERNAL QUALITY CONTROL

- If desirable, each laboratory can make its own pools of control samples, which should be kept frozen in aliquots.
- Acceptance criteria for the difference between the duplicate results of the samples should rely on Good Laboratory Practises.

#### XV. REFERENCE INTERVALS

These values are given only for guidance; each laboratory should establish its own normal range of values.

The assay was performed on 80 sera of patients who never received insulin therapy. The observed binding percentage of  $^{125}\text{I}$ -Tyr-A14-human-insulin was the following:  $5.5\% \pm 0.9\%$  (mean value  $\pm 1$  standard deviation). Consequently, one can consider that a binding percentage of  $^{125}\text{I}$ -Tyr-A14-human-insulin higher than the mean value  $+ 3$  standard deviations (8.2 %) corresponds to the presence of circulating anti-insulin antibodies.

#### XVI. PRECAUTIONS AND WARNINGS

##### Safety

For *in vitro* diagnostic use only.

This kit contains  $^{125}\text{I}$  (half-life: 60 days), emitting ionizing X (28 keV) and  $\gamma$  (35.5 keV) radiations. This radioactive product can be transferred to and used only by authorized persons; purchase, storage, use and exchange of radioactive products are subject to the legislation of the end user's country. In no case the product must be administered to humans or animals. All radioactive handling should be executed in a designated area, away from regular passage. A logbook for receipt and storage of radioactive materials must be kept in the lab. Laboratory equipment and glassware, which could be contaminated with radioactive substances, should be segregated to prevent cross contamination of different radioisotopes.

Any radioactive spills must be cleaned immediately in accordance with the radiation safety procedures. The radioactive waste must be disposed of following the local regulations and guidelines of the authorities holding jurisdiction over the laboratory. Adherence to the basic rules of radiation safety provides adequate protection.

The human blood components included in this kit have been tested by European approved and/or FDA approved methods and found negative for HBsAg, anti-HCV, anti-HIV-1 and 2. No known method can offer complete assurance that human blood derivatives will not transmit hepatitis, AIDS or other infections. Therefore, handling of reagents, serum or plasma specimens should be in accordance with local safety procedures.

All animal products and derivatives have been collected from healthy animals. Bovine components originate from countries where BSE has not been reported. Nevertheless, components containing animal substances should be treated as potentially infectious.

Avoid any skin contact with reagents (sodium azide as preservative). Azide in this kit may react with lead and copper in the plumbing and in this way form highly explosive metal azides. During the washing step, flush the drain with a large amount of water to prevent azide build-up.

Do not smoke, drink, eat or apply cosmetics in the working area. Do not pipette by mouth. Use protective clothing and disposable gloves.

#### XVII. BIBLIOGRAPHY

1. ASLIN C.M., HARTOG M. and GOLDIE D.J. (1978)  
**The relationship between circulating free and bound insulin, insulin antibodies, insulin dosage and diabetic control in insulin treated diabetics.**  
Acta Endocrinologica 87, 330-338.
2. BAXTER R.C., YVE D.K. and TURTLE T.R. (1976)  
**Equilibrium binding studies of insulin antibodies in diabetic subjects.**  
Clin. Chem. 22/17, 1089-1094.
3. DECKERT T. and GRUNDALL E. (1970)  
**The antigenicity of pig insulin.**  
Diabetologia 6,15-20.
4. DESBUQUOIS B. and AURBACH G.D. (1971)  
**Use of polyethylene glycol to separate free and antibody-bound peptides hormones in radioimmunoassays.**  
J. Clin. Endocrinol. Metab. 33: 732-38.
5. DIXON K. (1974)  
**Measurement of antibodies to insulin in serum.**  
Clin. Chem. 20/10, 1275-1281.
6. DIXON K., EXON P.D. and MALINS H. (1975)  
**Insulin antibodies and the control of diabetes.**  
Quarterly Journal of Medicine, New Series, XLIV, n<sup>o</sup> 176, 543-53.
7. WALDHAUSL, W.K., BRATUSCH-MARRAIN P., KRUSE V., JENSEN Y., NOWOTNY Y. and VIERHAPPER H. (1985)  
**Effect of insulin antibodies on insulin pharmacokinetics and glucose utilization in insulin-dependent diabetic patients.**  
Diabetes 34: 166-173.
8. CHRISTIANSEN A.H. (1973)  
**Radioimmuno-electrophoresis in the determination of insulin binding to IgG. Methodological studies.**  
Horm. Metab. Res. 5: 147-154.
9. FALHOLT K., HOSKAM J.A.M., KARAMANOS B.G., SUSSTRUNK H., VISWANATHAN M. and HEDING L.G. (1983)  
**Insulin-specific IgE in serum of 67 diabetic patients against human insulin (NOVO), porcine insulin, and bovine insulin. Four cases reports.**  
Diabetes care 6: 61-65.
10. FINEBERG S.E., GALLOWAY J.A., FINEBERG N.S. and GOLDMAN J. (1983)  
**Effects of species of origin, purification levels and formulation on insulin immunogenicity.**  
Diabetes 32:592-599.
11. FINEBERG S.E., GALLOWAY J.A., FINEBERG N.S., RATHBUN M.J. and HUFFERD S. (1983)  
**Immunogenicity of recombinant DNA human insulin.**  
Diabetologica 25: 465-469.

#### XVIII. SUMMARY OF THE PROTOCOL

	TOTAL COUNTS $\mu\text{l}$	SAMPLE(S) CONTROLS $\mu\text{l}$
Samples, controls	-	100
Tracer	100	100
Incubation		
PEG	-	1000
Incubation Centrifugation Separation		
Counting	Count tubes for 60 seconds	

DIAsource Catalogue Nr : KIP0091	P.I. Number : 1700439/en	Revision nr : 110217/1
-------------------------------------	-----------------------------	---------------------------



fr

Lire entièrement le protocole avant utilisation.

## AIA-100

### I. BUT DU DOSAGE

Trousse de dosage radio-immunologique pour la mesure quantitative *in vitro* des anticorps anti-insuline libres (AIA) dans le sérum ou le plasma humain.

### II. INFORMATIONS GENERALES

- A. Nom du produit : DIAsource AIA-100 kit
- B. Numéro de catalogue: KIP0091 : 100 tests
- C. Fabriqué par : DIAsource ImmunoAssays S.A.  
Rue du Bosquet, 2, B-1348 Louvain-la-Neuve, Belgique.

Pour une assistance technique ou une information sur une commande :  
Tel : +32 (0)10 84.99.11      Fax : +32 (0)10 84.99.90

### III. CONTEXTE CLINIQUE

#### A. Activités biologiques

La présence des anticorps anti-insuline circulants (AIA) dans des diabétiques traités avec de l'insuline a déjà été découverte en 1955. Les préparations d'insuline très purifiées qui existent aujourd'hui sont moins immunogéniques que certaines préparations moins pures qui étaient utilisées auparavant. L'insuline bovine est plus immunogénique que l'hormone porcine. De même, il est reconnu que l'AIA peut se développer dans des patients qui sont traités avec de l'insuline humaine.

La détermination des anticorps anti-insuline circulants a une importance clinique pour les raisons suivantes:

- § La présence des anticorps anti-insuline libres dans le plasma interfère avec la détermination de l'insuline par un essai radio-immunologique;
- § A de très hautes valeurs, les anticorps anti-insuline peuvent induire un état de résistance contre l'insuline;
- § Les anticorps anti-insuline peuvent influencer la qualité du contrôle glycémique, dans des patients diabétiques, en prolongeant la demi-vie de l'insuline.

#### B. Applications cliniques

- § Evaluation de la présence d'anticorps anti-insuline libres avant la détermination des taux en insuline, par essai radio-immunologique, dans des patients qui ont déjà eu une thérapie d'insuline;
- § Evaluation des états de résistance contre l'insuline;
- § Moyen de diagnostic pour des piqûres d'insuline clandestines (hypoglycémie artificiellement induite par l'insuline);
- § Suivre l'évaluation des anticorps anti-insuline, dans les patients qui reçoivent les préparations d'insuline humaine formulée récemment (nouveaux cas; patients dans lesquels un traitement avec de l'insuline porcine ou bovine a été remplacé par l'administration de l'insuline humaine).

#### IV. PRINCIPE DU DOSAGE

La présence des anticorps anti-insuline circulants dans des diabétiques traités avec de l'insuline est déterminée à base semi-quantitative, par la détermination de la liaison de l'insuline  $^{125}\text{I}$ -Tyr-A14 à la fraction sérique précipitée par le glycol polyéthylène (PEG) (globulines gamma).

#### V. REACTIFS FOURNIS

Réactifs	96 Tests	Code couleur	Reconstitution
Ag <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">125I</span>	1 flacon 1 ml 74 kBq	rouge	<b>Ajouter</b> 10 ml d'eau distillée
CONTROL N	3 flacons lyophilisés	Jaune	<b>Ajouter</b> 1 ml d'eau distillée
PEG	1 flacon 105 ml	Vert	<b>Prêt</b> à l'emploi

TRACEUR: Insuline marquée à l' $^{125}\text{I}$ odine dans un tampon phosphate avec de l'albumine bovine et de l'azide de sodium (<0,1%)

Contrôles - N = 1 ou 3 dans du sérum humain avec du thymol

PEG: Glycol Polyéthylène (16%) dans un tampon phosphate avec de l'albumine bovine, Tween 20 et de l'azide de sodium (0.5 %)

**Contrôle négatif:** le premier contrôle ne contient pas d'anticorps anti-insuline. Il permet la détermination de la liaison de traceur non-spécifique.

**Contrôles positifs:** les deux autres contrôles contiennent respectivement des taux bas et élevés en anticorps anti-insuline bovins.

#### VI. MATERIEL NON FOURNI

Le matériel mentionné ci-dessous est requis mais non fourni avec la trousse:

1. Eau distillée
2. Pipettes pour distribuer: 100  $\mu\text{l}$  et 1 ml (l'utilisation de pipettes précises et de pointes jetables en plastique est recommandée)
3. Tubes en polystyrène jetables (12 x 75 mm)
4. Papier aluminium ou en plastique
5. Incubateur à 37°C
6. Agitateur vortex
7. Agitateur magnétique
8. Centrifuge qui marche à 1500 g
9. Système d'aspiration
10. Tout compteur gamma capable de mesurer l' $^{125}\text{I}$  peut être utilisé (rendement minimum 70%).

#### VII. PREPARATION DES REACTIFS

- A. **Traceur:** Reconstituer le traceur avec 10 ml d'eau distillée.
- B. **Contrôles:** Reconstituer les contrôles avec 1 ml d'eau distillée.

#### VIII. STOCKAGE ET DATE D'EXPIRATION DES REACTIFS

- Avant l'ouverture ou la reconstitution, tous les composants de la trousse sont stables jusqu'à la date d'expiration, indiquée sur l'étiquette, si la trousse est conservée entre 2 et 8°C.
- Après reconstitution, le traceur et les contrôles sont stables pendant 8 jours entre 2 et 8°C. Pour de plus longues périodes de stockage, des aliquots devront être réalisés et ceux-ci seront gardés à -20°C. Eviter des cycles de congélation et décongélation successifs.
- Des altérations dans l'apparence physique des réactifs de la trousse peuvent indiquer une instabilité ou une détérioration.

#### IX. PREPARATION ET STABILITE DE L'ECHANTILLON

- Les échantillons de sérum et de plasma doivent être gardés entre 2 et 8°C.
- Si le test n'est pas réalisé dans les 24 heures, un stockage à -20°C est recommandé.
- Eviter des cycles de congélation et décongélation successifs.
- Après la décongélation, les échantillons doivent être mélangés et puis centrifugés.

#### X. MODE OPERATOIRE

#### A. Notes de manipulation

Ne pas utiliser la trousse ou ses composants après avoir dépassé la date d'expiration. Ne pas mélanger du matériel provenant de trousse de lots différents. Mettre tous les réactifs à température ambiante avant utilisation.

Mélanger à fond tous les réactifs et les échantillons sous agitation douce. Pour éviter toute contamination croisée, utiliser une nouvelle pointe de pipette pour l'addition de chaque réactif et échantillon.

Des pipettes de haute précision ou un équipement de pipetage automatique permettent d'augmenter la précision. Respecter les temps d'incubation. Préparer une courbe de calibration pour chaque nouvelle série d'expériences, ne pas utiliser les données d'expériences précédentes.

#### B. Mode opératoire

1. Identifier un tube en polystyrène pour chaque échantillon, contrôle et les comptages totaux.
2. Agiter au vortex brièvement les échantillons et les contrôles. Puis distribuer 100  $\mu\text{l}$  de chacun d'eux dans leurs tubes respectifs.
3. Distribuer 100  $\mu\text{l}$  de l'Insulin marquée à l' $^{125}\text{I}$ odine dans chaque tube, y compris les tubes sans anticorps pour la détermination de l'activité totale.
4. Agiter gentiment le portoir de tube pour libérer toute bulle d'air emprisonnée.
5. Couvrir les tubes (avec du papier aluminium ou en plastique) et incuber pendant 2 heures à 37°C.
6. Ajouter 1 ml de la solution PEG (à température ambiante) à chaque tube, sauf les comptages totaux. Vortexer les tubes brièvement.
7. Incuber pendant 15 minutes à température ambiante.
8. Centrifuger pendant 15 minutes à 1500 g. L'utilisation d'un centrifuge réfrigéré n'est pas nécessaire, si la température ne dépasse pas 25°C.
9. Aspirer (ou décanter) immédiatement avec précaution les supernatants de chaque tube (sauf les comptages totaux). Ne pas déranger le précipité.
10. Placer les tubes dans un compteur gamma pendant 60 secondes pour quantifier la radioactivité.

#### XI. CALCUL DES RESULTATS

1. Calculer la moyenne de chaque détermination réalisée en double.
2. Calculer la radioactivité liée comme un pourcentage des comptages totaux selon la formule suivante:

$$\text{B/T (\%)} = \frac{\text{Counts (Control or sample)}}{\text{Total Counts}} \times 100$$

#### XII. DONNEES TYPES

Les données représentées ci-dessous sont données pour information et ne peuvent jamais être utilisées à la place d'une courbe de calibration.

AIA	cpm	B/T (%)
Activité totale	33780	
Contrôles:		
Contrôle négatif	1265	3,7
Contrôle Positif Bas	6877	20,4
Contrôle Positif élevé	19435	57,5
Echantillon 1	4054	12,0
Echantillon 2	7904	23,4
Echantillon 3	12363	36,3

#### XIII. PERFORMANCE ET LIMITES DU DOSAGE

##### Précision

##### INTRA-ESSAI

Sérum	N	$\text{<}X\text{>} \pm \text{SD}$ (B/T x 100)	CV (%)	Sérum	N	$\text{<}X\text{>} \pm \text{SD}$ (B/T x 100)	CV (%)
A	15	$3,2 \pm 0,4$	12,5	A	38	$3,5 \pm 0,7$	20
B	15	$20,4 \pm 0,6$	2,9	B	38	$20,8 \pm 1,0$	4,8
C	15	$59,6 \pm 1,0$	1,6	C	38	$60,0 \pm 2,0$	3,3

SD : Déviation Standard; CV: Coefficient de variation

#### XIV. CONTROLE QUALITE INTERNE

- Chaque laboratoire est libre de faire ses propres stocks d'échantillons contrôles, lesquels doivent être congelés aliquotés.
- Les critères d'acceptation pour les écarts des valeurs en duplicate des échantillons doivent être basés sur les pratiques de laboratoire courantes.

#### XV. VALEURS ATTENDUES

Les valeurs sont donnés à titre d' information; chaque laboratoire doit établir ses propres écarts de valeurs.

Le test a été effectué sur 80 sérums de patients qui n'avaient jamais eu de thérapie d'insuline. Le pourcentage de liaison de l'insuline humaine  $^{125}\text{I}$ -Tyr-A14 était:  $5,5\% \pm 0,9\%$  (valeur moyenne  $\pm 1$  déviation standard). Par conséquent, on peut dire qu'un pourcentage de liaison de l'insuline humaine  $^{125}\text{I}$ -Tyr-A14 plus élevé que la valeur moyenne  $+ 3$  déviations standard (8,2%) correspond à la présence d'anticorps anti-insuline circulants.

#### XVI. PRECAUTIONS ET AVERTISSEMENTS

##### Sécurité

Pour utilisation en diagnostic *in vitro* uniquement.

Cette trousse contient de l' $^{125}\text{I}$  (demi-vie: 60 jours), une matière radioactive émettant des rayonnements ionisants X (28 keV) et  $\gamma$  (35.5 keV).

Ce produit radioactif peut uniquement être reçu, acheté, possédé ou utilisé par des personnes autorisées; l'achat, le stockage, l'utilisation et l'échange de produits radioactifs sont soumis à la législation du pays de l'utilisateur final. Ce produit ne peut en aucun cas être administré à l'homme ou aux animaux.

Toutes les manipulations radioactives doivent être exécutées dans un secteur désigné, éloigné de tout passage. Un journal de réception et de stockage des matières radioactives doit être tenu à jour dans le laboratoire. L'équipement de laboratoire et la verrerie, qui pourrait être contaminée avec des substances radioactives, doivent être isolés afin d'éviter la contamination croisée de plusieurs isotopes.

Toute contamination ou perte de substance radioactive doit être réglée conformément aux procédures de radio sécurité. Les déchets radioactifs doivent être placés de manière à respecter les réglementations en vigueur. L'adhésion aux règles de base de sécurité concernant les radiations procure une protection adéquate.

Les composants de sang humain inclus dans ce kit ont été évalués par des méthodes approuvées par l'Europe et/ou la FDA et trouvés négatifs pour HBsAg, l'anti-HCV, l'anti-HIV-1 et 2. Aucune méthode connue ne peut offrir l'assurance complète que des dérivés de sang humain ne transmettront pas d'hépatite, le sida ou toute autre infection. Donc, le traitement des réactifs, du sérum ou des échantillons de plasma devront être conformes aux procédures locales de sécurité. Tous les produits animaux et leurs dérivés ont été collectés d'animaux sains. Les composants bovins proviennent de pays où l'ESB n'a pas été détectée. Néanmoins, les composants contenant des substances animales devront être traités comme potentiellement infectieux.

L'azide de sodium est nocif s'il est inhalé, avalé ou en contact avec la peau (l'azide de sodium est utilisé comme agent conservateur). L'azide dans cette trousse pouvant réagir avec le plomb et le cuivre dans les canalisations et donner des composés explosifs, il est nécessaire de nettoyer abondamment à l'eau le matériel utilisé.

Ne pas fumer, ni boire, ni manger ni appliquer de produits cosmétiques dans les laboratoires où des produits radioactifs sont utilisés. Ne pas pipeter avec la bouche. Utiliser des vêtements protecteurs et des gants à usage unique.

#### XVII. BIBLIOGRAPHIE

1. ASLIN C.M., HARTOG M. and GOLDIE D.J. (1978)  
**The relationship between circulating free and bound insulin, insulin antibodies, insulin dosage and diabetic control in insulin treated diabetics.**  
Acta Endocrinologica 87, 330-338.
2. BAXTER R.C., YVE D.K. and TURTLE T.R. (1976)  
**Equilibrium binding studies of insulin antibodies in diabetic subjects.**  
Clin. Chem. 2217, 1089-1094.
3. DECKERT T. and GRUNDALL E. (1970)  
**The antigenicity of pig insulin.**  
Diabetologia 6,15-20.

4. DESBUQUOIS B. and AURBACH G.D. (1971)  
**Use of polyethylene glycol to separate free and antibody-bound peptides hormones in radioimmunoassays.**  
J. Clin. Endocrinol. Metab. 33: 732-38.
5. DIXON K. (1974)  
**Measurement of antibodies to insulin in serum.**  
Clin. Chem. 20/10, 1275-1281.
6. DIXON K., EXON P.D. and MALINS H. (1975)  
**Insulin antibodies and the control of diabetes.**  
Quarterly Journal of Medicine, New Series, XLIV, n<sup>o</sup> 176, 543-53.
7. WALDHAUSL, W.K., BRATUSCH-MARRAIN P., KRUSE V., JENSEN Y., NOWOTNY Y. and VIERHAPPER H. (1985)  
**Effect of insulin antibodies on insulin pharmacokinetics and glucose utilization in insulin-dependent diabetic patients.**  
Diabetes 34: 166-173.
8. CHRISTIANSEN A.H. (1973)  
**Radioimmunolectrophoresis in the determination of insulin binding to IgG. Methodological studies.**  
Horm. Metab. Res. 5: 147-154.
9. FALHOLT K., HOSKAM J.A.M., KARAMANOS B.G., SUSSTRUNK H., VISWANATHAN M. and HEDING L.G. (1983)  
**Insulin-specific IgE in serum of 67 diabetic patients against human insulin (NOVO), porcine insulin, and bovine insulin. Four cases reports.**  
Diabetes care 6: 61-65.
10. FINEBERG S.E., GALLOWAY J.A., FINEBERG N.S. and GOLDMAN J. (1983)  
**Effects of species of origin, purification levels and formulation on insulin immunogenicity.**  
Diabetes 32:592-599.
11. FINEBERG S.E., GALLOWAY J.A., FINEBERG N.S., RATHBUN M.J. and HUFFERD S. (1983)  
**Immunogenicity of recombinant DNA human insulin.**  
Diabetologica 25: 465-469.

#### XVIII. RESUME DU PROTOCOLE

	ACTIVITE TOTALE ( $\mu\text{l}$ )	ECHANTILLON(S) CONTROLES ( $\mu\text{l}$ )
Echantillons, contrôles Traceur	- 100	100 100
Incubation		2 heures at 37°C
PEG	-	1000
Incubation Centrifugation Séparation		15 minutes à température ambiante 15 minutes à 1500 g Aspirer le supernatant
Comptage (radioactivité)		Temps de comptage des tubes : 60 secondes

Numéro de catalogue DIAsource : KIP0091	Numéro de P.I.: 1700439/fr	Numéro de révision : 110217/1
--	-------------------------------	----------------------------------



de

Vor Gebrauch des Kits lesen Sie bitte diese Packungsbeilage.

## AIA-100

### I. VERWENDUNGSZWECK

Ein Radio-Immunoassay für die quantitative *in vitro* Bestimmung von humanen freien Anti-Insulin-Antikörpern (AIA) in Serum und Plasma.

### II. ALLGEMEINE INFORMATION

A. Handelsbezeichnung : DIAsource AIA-100 Kit

B. Katalognummer : KIP0091 : 100 Tests

C. Hergestellt von: DIAsource ImmunoAssays S.A.  
Rue du Bosquet, 2, B-1348 Louvain-la-Neuve, Belgien.

Für technische Unterstützung oder Bestellungen wenden Sie sich bitte an:

Tel : +32 (0)10 84.99.11 Fax : +32 (0)10 84.99.90

Für Deutschland : Kostenfreie Rufnummer : 0800 1 00 85 74 - Kostenfreie Faxnummer : 0800 1 00 85 75

E-mail Ordering : [ordering@diasource.be](mailto:ordering@diasource.be)

### III. KLINISCHER HINTERGRUND

#### A. Biologische Aktivität

Die Anwesenheit von zirkulierenden Anti-Insulin-Antikörpern (AIA) bei mit Insulin behandelten Diabetikern wurde schon 1955 erkannt. Die hoch reinen Insulinzubereitungen, die heute zur Verfügung stehen, sind weniger immunogen als einige der früher verwendeten, weniger reinen Zubereitungen. Rinderinsulin ist immunogener als das Hormon vom Schwein. Weiters wurde erkannt, dass AIA sich in Patienten entwickeln können, die mit Humaninsulin behandelt werden.

Die Bestimmung von zirkulierenden Anti-Insulin-Antikörpern ist aus den folgenden Gründen von klinischer Bedeutung:

- § Die Anwesenheit von freien Anti-Insulin-Antikörpern im Plasma interferiert mit der Bestimmung von Insulin im Radio-Immunoassay;
- § Bei sehr hohen Titern können die Anti-Insulin-Antikörper einen Zustand von Insulinresistenz induzieren;
- § Anti-Insulin-Antikörper können die Qualität der glykämischen Kontrolle bei Diabetikern beeinflussen, da sie die Halbwertszeit von Insulin verlängern.

#### B. Klinische Anwendungen

- § Beurteilung der Anwesenheit von freien Anti-Insulin-Antikörpern vor der Bestimmung des Insulinspiegels durch Radio-Immunoassay bei Patienten, die früher schon mit Insulin therapiert wurden;
- § Beurteilung von Insulinresistenzzuständen;
- § In Kombination mit der Diagnose von unzulässigen Insulininjektionen (künstliche Insulin-induzierte Hypoglykämie);
- § Kontrolle der Beurteilung von Anti-Insulin-Antikörpern bei Patienten, die die neu zusammengesetzten Humaninsulinzubereitungen erhalten (neue Fälle; Patienten, bei denen eine frühere Behandlung mit Insulin vom Schwein oder Rind durch die Verabreichung von Humaninsulin ersetzt wird).

#### IV. GRUNDSÄTZLICHES ZUR DURCHFÜHRUNG

Die Anwesenheit von zirkulierenden Anti-Insulin-Antikörpern bei mit Insulin behandelten Diabetikern wird auf einer semi-quantitativen Basis beurteilt, und zwar durch die Bestimmung der Bindung von  $^{125}\text{I}$ -Tyr-A14-Insulin an die Serumfraktion, die durch das Polyethylenglykol (PEG) (Gammaglobuline) ausgefällt wurde.

#### V. MITGELIEFERTE REAGENZIEN

Reagenz	100 Test Kit	Farbcode	Rekonstitution
Ag $^{125}\text{I}$	1 Gefäß 1 ml 74 kBq	Rot	10 ml dest. Wasser zugeben
Tracer : $^{125}\text{I}$ markiertes Insulin in Phosphatpuffer mit Rinderserumalbumin mit thymol und Azid (<0,1%)			
CONTROL      N	3 Gefäße lyophilisiert	Gelb	1 ml dest. Wasser zugeben
Kontrollen : N = 1 oder 3 (genaue Werte auf Gefäß-Etiketten) in Humanserum und thymol			
PEG	1 Gefäß 105 ml	Grün	gebrauchsfertig
PEG: Polyethylenglykol (16%) in Phosphatpuffer mit Rinderserumalbumin, Tween 20 und Azid (0,5%)			

**Negative Kontrolle:** Die erste Kontrolle enthält keine Anti-Insulin-Antikörper. Sie ermöglicht die Bestimmung der unspezifischen Tracer-Bindung.

**Positive Kontrollen:** Die beiden anderen Kontrollen enthalten respektive niedrige und hohe Werte von bovinen Anti-Insulin-Antikörpern.

#### VI. ZUSÄTZLICH BENÖTIGTES MATERIAL

Folgendes Material wird benötigt, aber nicht mit dem Kit mitgeliefert:

- Dest. Wasser
- Pipetten: 100  $\mu\text{l}$  und 1 ml (Verwendung von Präzisionspipetten mit Einwegplastikspritzen wird empfohlen)
- Einwegpolystyrenrörchen (12 x 75 mm)
- Kunststoff- oder Aluminiumfolie
- Inkubator bei 37°C
- Vortexmixer
- Magnetrührer
- Zentrifuge (1.500 g)
- Absaugsystem (optional)
- Jeder Gamma-Counter, der  $^{125}\text{I}$  messen kann, kann verwendet werden. Maximale Messeffizienz sollte gewährleistet sein.

#### VII. VORBEREITUNG DER REAGENZIEN

- Tracer:** Rekonstituieren Sie die Tracer mit 10 ml dest. Wasser.
- Kontrollen:** Rekonstituieren Sie die Kontrollen mit 1 ml dest. Wasser.

#### VIII. AUFBEWAHRUNG UND LAGERUNG DER REAGENZIEN

- Vor dem Öffnen und Rekonstituieren sind alle Kitkomponenten bei 2 bis 8°C bis zu dem auf dem Etikett angegebenen Verfallsdatum haltbar.
- Nach der Rekonstitution sind Kontrollen bei 2 bis 8°C 8 Tage stabil. Für eine längere Aufbewahrung für bis zu 3 Monaten sollten diese Reagenzien aliquotiert und bei -20°C eingefroren werden. Vermeiden Sie wiederholtes Einfrieren und Auftauen.
- Veränderungen im Aussehen der Kitkomponenten können auf Instabilität bzw. Zerfall hindeuten.

#### IX. PROBENSAMMLUNG UND -VORBEREITUNG

- Serum- und Plasmaproben müssen bei 2-8 °C aufbewahrt werden.
- Falls der Test nicht innerhalb von 24 Std. durchgeführt wird, müssen die Proben bei -20°C aufgehoben werden.
- Vermeiden Sie wiederholtes Einfrieren und Auftauen.
- Nach dem Auftauen müssen die Proben gemischt und zentrifugiert werden.

#### X. DURCHFÜHRUNG

##### A. Bemerkungen zur Durchführung

Verwenden Sie den Kit oder dessen Komponenten nicht nach dem Ablaufdatum. Vermischen Sie nie Materialien von unterschiedlichen Kit-Chargen. Bringen Sie alle Reagenzien vor der Verwendung auf Raumtemperatur.

Mischen Sie alle Reagenzien und Proben gründlich durch sanftes Schütteln oder Rühren. Verwenden Sie saubere Einwegpipettenspitzen, um Kreuzkontamination zu vermeiden.

Präzisionspipetten oder ein automatisches Pipettiersystem erhöhen die Präzision. Achten Sie auf die Einhaltung der Inkubationszeiten.

Erstellen Sie für jeden Durchlauf eine Kalibrationskurve, verwenden Sie nicht die Daten von früheren Durchläufen.

##### B. Durchführung

- Beschriften Sie die Polystyrenrörchen zweimal für jede Kontrolle, Probe und Gesamt.
- Vortexen Sie Proben und Kontrollen kurz und geben Sie 100  $\mu\text{l}$  von jedem in ihre Röhrchen.
- Geben Sie 100  $\mu\text{l}$  des  $^{125}\text{I}$ -markierten Insulin in jedes Röhrchen, einschließlich der unbeschrifteten Röhrchen für die Gesamtaktivität.
- Schütteln Sie vorsichtig die Halterung mit den Röhrchen um Blasen zu entfernen.
- Decken Sie die Röhrchen (mit Kunststoff- oder Aluminiumfolie) ab und inkubieren Sie 2 Stunden bei 37°C.
- Pipettieren Sie 1 ml der PEG-Lösung (bei Raumtemperatur) in jedes Röhrchen, außer Gesamt. Röhrchen kurz vortexen.
- Inkubieren Sie 15 Minuten bei Raumtemperatur.
- Zentrifugieren Sie 15 Minuten lang auf 1.500 g. Die Verwendung einer gekühlten Zentrifuge ist nicht erforderlich, wenn die Temperatur nicht auf über 25°C steigt.
- Saugen Sie die Überstände sofort von jedem Röhrchen ab (außer Gesamt) - auch Dekantieren ist möglich. Achten Sie darauf, das Präzipitat nicht zu stören.
- Werten Sie die Röhrchen in einem Gamma-Counter 60 Sekunden lang aus.

#### XI. BERECHNUNG DER ERGEBNISSE

- Berechnen Sie den Durchschnitt aus den Doppelbestimmungen.
- Berechnen Sie die gebundene Radioaktivität als Prozentsatz von Gesamt nach folgender Formel:

$$\text{B/T (\%)} = \frac{\text{Counts (Control or sample)}}{\text{Total Counts}} \times 100$$

#### XII. TYPISCHE WERTE

Die folgenden Daten dienen nur zu Demonstrationszwecken und können nicht als Ersatz für die Echtzeitkalibrationskurve verwendet werden.

AIA	cpm	B/T (%)
Gesamtaktivität	33780	
Kontrollen: Negative Kontrolle Niedrige Positive Kontrolle Hohe Positive Kontrolle	1265 6877 19435	3,7 20,4 57,5
Probe 1 Probe 2 Probe 3	4054 7904 12363	12,0 23,4 36,3

#### XIII. LEISTUNGSMERKMALE UND GRENZEN DER METHODIK

##### Präzision

###### INTRA-ASSAY PRÄZISION

###### INTER-ASSAY PRÄZISION

Serum	N	$\text{\bar{x}} \pm \text{SD}$ (B/T x 100)	CV (%)	Serum	N	$\text{\bar{x}} \pm \text{SD}$ (B/T x 100)	CV (%)
A	15	$3,2 \pm 0,4$	12,5	A	38	$3,5 \pm 0,7$	20
B	15	$20,4 \pm 0,6$	2,9	B	38	$20,8 \pm 1,0$	4,8
C	15	$59,6 \pm 1,0$	1,6	C	38	$60,0 \pm 2,0$	3,3

SD : Standardabweichung; CV: Variationskoeffizient

#### XIV. INTERNE QUALITÄTSKONTROLLE

- Falls zusätzliche Kontrollen erwünscht sind, kann jedes Labor seinen eigenen Pool herstellen, der in Aliquots eingefroren werden sollte.
- Akzeptanzkriterien für die Differenz zwischen den Resultaten der Wiederholungstests anhand der Proben müssen auf Guter Laborpraxis beruhen.

#### XV. ZUERWARTENDER BEREICH

Diese Werte sind nur Richtwerte; jedes Labor muss seinen eigenen Normalwertbereich ermitteln.

Der Assay wurde an 80 Seren von Patienten durchgeführt, die noch nie eine Insulinbehandlung erhalten hatten. Der beobachtete Bindungsprozentsatz von  $^{125}\text{I}$ -Tyr-A14-HumanInsulin betrug  $5,5\% \pm 0,9\%$  (Durchschnittswert  $\pm 1$  Standardabweichung). Daher kann man davon ausgehen, dass ein Bindungsprozentsatz von  $^{125}\text{I}$ -Tyr-A14-HumanInsulin über dem Durchschnittswert  $+ 3$  Standardabweichungen (8,2%) die Anwesenheit von zirkulierenden Anti-Insulin-Antikörpern angibt.

#### XVI. VORSICHTSMASSNAHMEN UND WARNUNGEN

##### Sicherheit

Nur für diagnostische Zwecke.

Dieser Kit enthält  $^{125}\text{I}$  (Halbwertszeit: 60 Tagen), das ionisierende X (28 keV) und  $\gamma$  (35,5 keV) Strahlungen emittiert. Dieses radioaktive Produkt kann nur an autorisierte Personen abgegeben und darf nur von diesen angewendet werden; Erwerb, Lagerung, Verwendung und Austausch radioaktiver Produkte sind Gegenstand der Gesetzgebung des Landes des jeweiligen Endverbrauchers. In keinem Fall darf das Produkt an Menschen oder Tieren angewendet werden.

Der Umgang mit radioaktiven Substanzen sollte fern von Durchgangsverkehr in einem speziell ausgewiesenen Bereich stattfinden. Ein Logbuch für Protokolle und Aufbewahrung muss im Labor sein. Die Laborausrüstung und die Glasbehälter, die mit radioaktiven Substanzen kontaminiert werden können, müssen ausgesondert werden, um Kreuzkontaminationen mit unterschiedlichen Radioisotopen zu verhindern.

Verschüttete radioaktive Substanzen müssen sofort den Sicherheitsbestimmungen entsprechend entfernt werden. Radioaktive Abfälle müssen entsprechend den lokalen Bestimmungen und Richtlinien der für das Labor zuständigen Behörden gelagert werden. Das Einhalten der Sicherheitsbestimmungen für den Umgang mit radioaktiven Substanzen gewährleistet ausreichenden Schutz.

Die menschlichen Blutkomponenten in diesem Kit wurden mit europäischen und in den USA erprobten FDA-Methoden getestet, sie waren negativ für HBsAg, anti-HCV und anti-HIV 1 und 2. Keine bekannte Methode kann jedoch vollkommene Sicherheit darüber liefern, dass menschliche Blutbestandteile nicht Hepatitis, AIDS oder andere Infektionen übertragen. Deshalb sollte der Umgang mit Reagenzien, Serum oder Plasmaproben in Übereinstimmung mit den Sicherheitsbestimmungen erfolgen.

Alle tierischen Produkte und deren Derivate wurden von gesunden Tieren gesammelt. Komponenten von Rindern stammen aus Ländern in denen BSE nicht nachgewiesen wurde. Trotzdem sollten Komponenten, die tierische Substanzen enthalten, als potentiell ansteckend behandelt werden.

Vermeiden Sie Hautkontakt mit den Reagenzien (Natriumazid als Konservierungsmittel). Das Azid in diesem Kit kann mit Blei oder Kupfer in den Abflussrohren reagieren und so hochexplosive Metallazide bilden. Spülen Sie während der Waschschritte den Abfluss gründlich mit viel Wasser, um die Metallazidbildung zu verhindern.

Bitte rauchen, trinken, essen Sie nicht in Ihrem Arbeitsbereich, und verwenden Sie keine Kosmetika. Pipettieren Sie nicht mit dem Mund. Tragen Sie Schutzkleidung und Wegwerfhandschuhe.

#### XVII. LITERATUR

1. ASLIN C.M., HARTOG M. and GOLDIE D.J. (1978) **The relationship between circulating free and bound insulin, insulin antibodies, insulin dosage and diabetic control in insulin treated diabetics.** Acta Endocrinologica 87, 330-338.
2. BAXTER R.C., YVE D.K. and TURTLE T.R. (1976) **Equilibrium binding studies of insulin antibodies in diabetic subjects.** Clin. Chem. 22/17, 1089-1094.
3. DECKERT T. and GRUNDALL E. (1970) **The antigenicity of pig insulin.** Diabetologia 6,15-20.

4. DESBUQUOIS B. and AURBACH G.D. (1971) **Use of polyethylene glycol to separate free and antibody-bound peptides hormones in radioimmunoassays.** J. Clin. Endocrinol. Metab. 33: 732-38.
5. DIXON K. (1974) **Measurement of antibodies to insulin in serum.** Clin. Chem. 20/10, 1275-1281.
6. DIXON K., EXON P.D. and MALINS H. (1975) **Insulin antibodies and the control of diabetes.** Quarterly Journal of Medicine, New Series, XLIV, n<sup>o</sup> 176, 543-53.
7. WALDHAUSL, W.K., BRATUSCH-MARRAIN P., KRUSE V., JENSEN Y., NOWOTNY Y. and VIERHAPPER H. (1985) **Effect of insulin antibodies on insulin pharmacokinetics and glucose utilization in insulin-dependent diabetic patients.** Diabetes 34: 166-173.
8. CHRISTIANSEN A.H. (1973) **Radioimmunolectrophoresis in the determination of insulin binding to IgG. Methodological studies.** Horm. Metab. Res. 5: 147-154.
9. FALHOLT K., HOSKAM J.A.M., KARAMANOS B.G., SUSSTRUNK H., VISWANATHAN M. and HEDING L.G. (1983) **Insulin-specific IgE in serum of 67 diabetic patients against human insulin (NOVO), porcine insulin, and bovine insulin. Four cases reports.** Diabetes care 6: 61-65.
10. FINEBERG S.E., GALLOWAY J.A., FINEBERG N.S. and GOLDMAN J. (1983) **Effects of species of origin, purification levels and formulation on insulin immunogenicity.** Diabetes 32:592-599.
11. FINEBERG S.E., GALLOWAY J.A., FINEBERG N.S., RATHBUN M.J. and HUFFORD S. (1983) **Immunogenicity of recombinant DNA human insulin.** Diabetologia 25: 465-469.

#### XVIII. ZUSAMMENFASSUNG DES PROTOKOLLS

	GESAMT-AKTIVITÄT ( $\mu\text{l}$ )	PROBE(N)-KONTROLLEN ( $\mu\text{l}$ )
Proben, Kontrollen Tracer	- 100	100 100
Inkubation	2 Std. Bei 37°C	
PEG	-	1000
Inkubation Zentrifugation Separation	15 Minuten bei Raumtemperatur 15 Minuten bei 1500 g Überstand absaugen	
Auswertung	Messen der Röhrchen 60 Sekunden	

DIAsource Katalognummer : KIP0091	Beipackzettel-nummer : 1700439/de	Nummer der Originalausgabe : 110217/1
--------------------------------------	--------------------------------------	--



nl

Lees het hele protocol vóór gebruik.

## AIA-100

### I. BEOOGD GEBRUIK

Radioimmunoassay voor de kwantitatieve bepaling *in vitro* van menselijke vrije anti-insuline antilichamen (AIA) in serum en plasma.

### II. ALGEMENE INFORMATIE

- A. **Gedeponeerd handelsmerk:** DIAsource AIA-100 kit
- B. **Catalogusnummer:** KIP0091: 100 testen.
- C. **Geproduceerd door:** DIAsource ImmunoAssays S.A.  
Rue du Bosquet, 2, B-1348 Louvain-la-Neuve, België.

Voor technische assistentie of voor bestelinformatie

kunt u contact opnemen met :

Tel : +32 (0)10 84.99.11      Fax: +32 (0)10 84.99.90

### III. KLINISCHE ACHTERGROND

#### A. Biologische activiteiten

De aanwezigheid van circulerende anti-insuline antilichamen (AIA) bij diabetici die behandeld worden met insuline is reeds in 1955 ontdekt. De hoogst gepurificeerde insulinepreparaten die nu beschikbaar zijn, zijn minder immunogeen dan sommige, minder zuivere preparaten die vroeger gebruikt werden. Runderinsuline is meer immunogeen dan het varkenshormoon. Het wordt eveneens erkend dat AIA ontwikkeld kan worden bij patiënten die behandeld worden met humaan insuline.

De bepaling van de circulerende anti-insuline antilichamen is van klinisch belang omwille van de volgende redenen:

- § De aanwezigheid van vrije anti-insuline antilichamen in plasma komt tussen bij de bepaling van insuline door een radioimmunoassay;
- § Bij heel hoge waarden kunnen de anti-insuline antilichamen een toestand van insuline resistentie induceren;
- § Anti-insuline antilichamen kunnen de kwaliteit van de glycemische controle beïnvloeden bij diabetici door verlenging van het halfleven van insuline.

#### B. Klinische toepassing

- § Evaluatie van de aanwezigheid van vrije anti-insuline antilichamen voor de bepaling van de insulinegehaltes, door radioimmunoassay, bij patiënten die voorgaande insulinetherapie ondergaan hebben;
- § Evaluatie van de toestanden van insuline resistentie;
- § Hulp bij de diagnose van clandestiene insuline injecties (kunstmatige insuline-geïnduceerde hypoglycemie);
- § Opvolgen van de evaluatie van anti-insuline antilichamen, bij patiënten die nieuw geformuleerde humane insuline preparaten ontvangen (nieuwe gevallen; patiënten bij wie een voorgaande behandeling met varkens- of runderinsuline vervangen is door de toediening van humaan insuline).

#### IV. BESCHRIJVING VAN DE METHODE

De aanwezigheid van circulerende anti-insuline antilichamen in diabetici die behandeld worden met insuline wordt ingeschat op een semi-kwantitatieve basis door de bepaling van de binding van  $^{125}\text{I}$ -Tyr-A14-insuline aan de serumfractie neergeslagen door polyethyleen glycol (PEG) (gamma globulines).

#### V. GELEVERDE REAGENTIA

Reagens	Kit voor 96 testen	Kleur-code	Reconstitutie
Ag $^{125}\text{I}$	1 flacon 1 ml 74 kBq	Rood	10 ml gedestilleerd water <b>toevoegen</b>
Tracer : Insuline gelabeld met $^{125}\text{I}$ in fosfaat buffer met boven serum albumine, thymol en azide (< 0,1%)			
CONTROL      N Controles : N = 1 of 3 (zie de exacte waarden op de flaconetiketten) in humaan serum met thymol	3 flacons, gevriesdroogd	geel	1 ml gedestilleerd water <b>toevoegen</b>
PEG	1 flacon 105 ml	groen	<b>Klaar voor gebruik</b>
PEG: Polyethyleen glycol (16%) in fosfaat buffer met boven serum albumine, Tween 20 en azide (0,5%)			

**Negatieve Controle:** de eerste controle bevat geen anti-insuline antilichamen. Het maakt de bepaling mogelijk van de niet specifieke tracerbinding.

**Positieve Controles:** de twee andere controles bevatten respectievelijk lage en hoge gehaltes van ronds anti-insuline antilichamen.

#### VI. NIET MEEGELEVERDE MATERIALEN

De volgende materialen zijn noodzakelijk maar worden niet meegeleverd met de kit:

1. Gedestilleerd water.
2. Pipetten voor een volume van 100  $\mu\text{l}$  en 1 ml (het gebruik van nauwkeurige pipetten met plastic wegwerptips wordt aanbevolen).
3. Wegwerpbuisjes van polystyreen (12 x 75 mm)
4. Plastic of aluminium folie
5. Incubator bij 37°C
6. Vortexmenger.
7. Magnetische roerder.
8. Centrifuge die werkt bij 1500 g
9. Afzuigssysteem (facultatief).
10. Een gammateller die geschikt is voor de bepaling van  $^{125}\text{I}$ . Een maximale telefficiëntie moet worden gegarandeerd.

#### VII. BEREIDING VAN HET REAGENS

- A. **Tracer:** Reconstitueer de tracer met 10 ml gedestilleerd water.
- B. **Controles:** Reconstitueer de controles met 1 ml gedestilleerd water.

#### VIII. OPSLAG EN VERVALDATUM VAN REAGENTIA

- Vóór opening of reconstitutie zijn alle kitcomponenten houdbaar tot de vervaldatum, zoals vermeld op het etiket, indien zij bewaard werden bij 2 tot 8°C.
- Na reconstitutie zijn de tracer en controles gedurende 8 dagen houdbaar bij 2 tot 8°C. Voor een langere bewaartijd moeten aliquots gemaakt worden, die bij -20°C bewaard moeten worden. Vermijd herhaalde invriezing en onttdooing.
- Wijzigingen in het fysieke aspect van kitreagentia kunnen wijzen op instabiliteit of op een kwaliteitsvermindering.

#### IX. MONSTERAFNAME EN MONSTERBEREIDING

- Serum en plasma monsters moeten bij 2-8°C bewaard worden.
- Indien de test niet binnen 24 uur uitgevoerd wordt, dan wordt aanbevolen om ze bij -20°C te bewaren.
- Vermijd herhaalde invriezing en onttdooing.
- Na het onttdooien moeten de stalen gemengd en gecentrifugeerd worden.

#### X. PROCEDURE

##### A. Opmerkingen bij de procedure

Gebruik de kit of de componenten niet langer dan de aangegeven vervaldatum. Materialen van kits van verschillende loten mogen niet gemengd worden. Laat alle reagentia op kamertemperatuur komen vóór gebruik.

Meng alle reagentia en monsters goed door ze voorzichtig te bewegen of door ze voorzichtig mee te draaien. Om kruisbesmetting te vermijden, moet een propere wegwerpbare pipet tip gebruikt worden voor toevoeging van elk reagens en monster.

Pipetten met een grote precisie of geautomatiseerde pipetteerapparatuur zullen de precisie verhogen. Respecteer de incubatietijden.

Bereid een kalibratiecurve voor elke run; men mag geen gegevens gebruiken van voorafgaande runs.

##### B. Procedure

1. Label duidelijk één polystyreen tube voor elk staal, elke controle en de totaaltellingen.
2. Vortex de monsters en controles gedurende korte tijd en distribueer 100  $\mu\text{l}$  van elk in het desbetreffende buisje.
3. Distribueer 100  $\mu\text{l}$  tracer in elke tube, ook de totaaltellingen.
4. Schud het rek met de buisjes voorzichtig zodat eventuele ingesloten luchtbellen vrijkommen.
5. Bedek de buisjes (met plastic of aluminium folie) en incubeer gedurende 2 uur bij 37°C.
6. Voeg 1 ml PEG oplossing (bij kamertemperatuur) toe aan elk buisje, behalve de totaaltellingen. Vortex de buisjes even.
7. Incubeer gedurende 15 minuten bij kamertemperatuur.
8. Centrifugeer gedurende 15 minuten bij 1500 g. Het gebruik van een gekoelde centrifuge is niet noodzakelijk, voorzien dat de temperatuur niet boven de 25°C stijgt.
9. Aspireer (of decanteer) onmiddellijk de supernatanten zorgvuldig van elk buisje (behalve de totaaltellingen). Let erop het bezinksel niet te versturen.
10. Tel de buisjes in een gammateller gedurende 60 seconden.

#### XI. BEREKENING VAN DE RESULTATEN

1. Bereken het gemiddelde voor de bepalingen in duplo.

2. Bereken de gebonden radioactiviteit als het percentage van de totaaltellingen volgens de volgende formule:

$$\text{B/T (\%)} = \frac{\text{Counts (Control or sample)}}{\text{Total Counts}} \times 100$$

#### XII. KENMERKENDE GEGEVENS

De volgende gegevens dienen enkel ter illustratie en mogen in geen geval gebruikt worden ter vervanging van de real time kalibratiecurve.

AIA	cpm	B/T (%)
Totaaltelling	33780	
Controles:		
Negatieve Controle	1265	3,7
Lage Positieve Controle	6877	20,4
Hoge Positieve Controle	19435	57,5
Monster 1	4054	12,0
Monster 2	7904	23,4
Monster 3	12363	36,3

#### XIII. EIGENSCHAPPEN EN GRENZEN

##### Precisie

###### PRECISIE BINNEN EEN TEST

Serum	N	$\text{\langle X \rangle \pm SD (B/T x 100)}$	VC (%)	Serum	N	$\text{\langle X \rangle \pm SD (B/T x 100)}$	VC (%)
A	15	$3,2 \pm 0,4$	12,5	A	38	$3,5 \pm 0,7$	20
B	15	$20,4 \pm 0,6$	2,9	B	38	$20,8 \pm 1,0$	4,8
C	15	$59,6 \pm 1,0$	1,6	C	38	$60,0 \pm 2,0$	3,3

SD: standaarddeviatie; VC: variatiecoëfficiënt

#### XIV. INTERNE KWALITEITSCONTROLE

- Indien gewenst, kan elk laboratorium zijn eigen pools voor controlemonsters maken, die dan in aliquots bewaard moeten worden in de diepvriezer.
- Aanvaardingscriteria voor het verschil tussen de resultaten in duplo van stalen moeten steunen op gangbare laboratoriumpraktijken.

#### XV. REFERENTIE-INTERVALS

Deze waarden worden slechts als leidraad gegeven; elk laboratorium moet zijn eigen normaal bereik van waarden uitmaken.

De test werd uitgevoerd op 80 sera van patiënten die nooit insulinetherapie ondergaan hebben. Het geobserveerde bindingspercentage van  $^{125}\text{I}$ -Tyr-A14-humaan insuline was als volgt:  $5,5\% \pm 0,9\%$  (gemiddelde waarde  $\pm 1$  standaard deviatie). Bijgevolg kan men stellen dat een bindingspercentage van  $^{125}\text{I}$ -Tyr-A14- humaan insuline hoger dan de gemiddelde waarde  $+ 3$  standaarddeviaties (8,2%) overeenkomt met de aanwezigheid van circulerende anti-insuline antilichamen.

#### XVI. VOORZORGSMAAATREGELEN EN WAARSCHUWINGEN

##### Veiligheid

Uitsluitend voor in vitro diagnostisch gebruik.

Deze kit bevat  $^{125}\text{I}$  (halfwaardetijd: 60 dagen), dat ioniserende X- (28 keV) en  $\gamma$ -stralen (35,5 keV) uitzendt.

Dit radioactieve product mag enkel overhandigd worden aan en gebruikt worden door bevoegd personeel; ontvangst, opslag, gebruik en overdracht van radioactieve producten zijn onderworpen aan de wetgeving van het land van de eindgebruiker. In geen geval mag het product toegediend worden aan mensen of dieren.

Alle handelingen met radioactief materiaal moeten plaatsvinden in een daartoe bestemde ruimte, waar uitsluitend bevoegd personeel toegelaten wordt. Een logboek met ontvangst en opslag van radioactieve materialen moet worden bijgehouden in het laboratorium. Laboratoriumapparatuur en glaswerk, dat eventueel gecontamineerd werd met radioactieve bestanddelen, moeten worden gesegregeerd om kruisbesmetting van verschillende radioisotopen te vermijden.

Als radioactief materiaal gemorst werd, dan moet dat onmiddellijk gereinigd worden in overeenstemming met de procedure voor stralingsveiligheid. Het radioactieve afval moet worden weggegooid in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften en richtlijnen van de autoriteiten waaronder het laboratorium valt. Naleving van de basisregels van stralingsveiligheid zorgt voor een juiste bescherming.

De componenten, afkomstig van menselijk bloed, in deze kit werden getest door in Europa goedgekeurde en/of door de Amerikaanse FDA goedgekeurde methoden op aanwezigheid van HBsAg, anti-HCV, anti-HIV-1 en 2 en gaven een negatief resultaat. Geen enkele bekende methode kan echter volledige garantie bieden dat derivaten van menselijk bloed geen hepatitis, aids of andere infecties overdragen. Daarom moet men reagentia, serum- of plasmamonsters behandelen in overeenstemming met de plaatselijke veiligheidsprocedures.

Alle producten en derivaten van dierlijke oorsprong zijn afkomstig van gezonde dieren. Boviene componenten komen uit landen waar BSE niet gerapporteerd werd. Toch moeten componenten die bestanddelen van dierlijke oorsprong bevatten, behandeld worden als potentieel besmettelijk.

Vermijd dat de reagentia (natriumazide als conservermiddel) in contact komen met de huid. Azide in deze kit kan reageren met lood en koper in de afvoerleidingen en op die manier zeer explosive metaalaziden vormen. Tijdens de wasfase moeten de afvoerleidingen ruimschoots met water nagespoeld worden om ophoping van azide te vermijden.

Niet roken, drinken, eten of cosmetica aanbrengen in de werkruimte. Niet met de mond pipetteren. Draag beschermende kleding en gebruik wegwerphandschoenen.

#### XVII. BIBLIOGRAFIE

1. ASLIN C.M., HARTOG M. and GOLDIE D.J. (1978)  
**The relationship between circulating free and bound insulin, insulin antibodies, insulin dosage and diabetic control in insulin treated diabetics.**  
Acta Endocrinologica 87, 330-338.
2. BAXTER R.C., YVE D.K. and TURTLE T.R. (1976)  
**Equilibrium binding studies of insulin antibodies in diabetic subjects.**  
Clin. Chem. 22/1, 1089-1094.

3. DECKERT T. and GRUNDALL E. (1970)  
**The antigenicity of pig insulin.**  
Diabetologia 6, 15-20.
4. DESBUQUOIS B. and AURBACH G.D. (1971)  
**Use of polyethylene glycol to separate free and antibody-bound peptides hormones in radioimmunoassays.**  
J. Clin. Endocrinol. Metab. 33: 732-38.
5. DIXON K. (1974)  
**Measurement of antibodies to insulin in serum.**  
Clin. Chem. 20/10, 1275-1281.
6. DIXON K., EXON P.D. and MALINS H. (1975)  
**Insulin antibodies and the control of diabetes.**  
Quarterly Journal of Medicine, New Series, XLIV, n<sup>o</sup> 176, 543-53.
7. WALDHAUSL, W.K., BRATUSCH-MARRAIN P., KRUSE V., JENSEN Y., NOWOTNY Y. and VIERHAPPER H. (1985)  
**Effect of insulin antibodies on insulin pharmacokinetics and glucose utilization in insulin-dependent diabetic patients.**  
Diabetes 34: 166-173.
8. CHRISTIANSEN A.H. (1973)  
**Radioimmunolectrophoresis in the determination of insulin binding to IgG. Methodological studies.**  
Horm. Metab. Res. 5: 147-154.
9. FALHOLT K., HOSKAM J.A.M., KARAMANOS B.G., SUSSTRUNK H., VISWANATHAN M. and HEDING L.G. (1983)  
**Insulin-specific IgE in serum of 67 diabetic patients against human insulin (NOVO), porcine insulin, and bovine insulin. Four cases reports.**  
Diabetes care 6: 61-65.
10. FINEBERG S.E., GALLOWAY J.A., FINEBERG N.S. and GOLDMAN J. (1983)  
**Effects of species of origin, purification levels and formulation on insulin immunogenicity.**  
Diabetes 32:592-599.
11. FINEBERG S.E., GALLOWAY J.A., FINEBERG N.S., RATHBUN M.J. and HUFFERD S. (1983)  
**Immunogenicity of recombinant DNA human insulin.**  
Diabetologica 25: 465-469.

#### XVIII. SAMENVATTING VAN HET PROTOCOL

	TOTAAL-TELLINGEN ( $\mu\text{l}$ )	MONSTER(S) CONTROLES ( $\mu\text{l}$ )
Monsters, controles Tracer	- 100	100 100
Incubatie	2 uur bij 37°C	
PEG	-	1000
Incubatie Centrifugatie Separatie	15 minuten bij kamer temperatuur 15 minuten aan 1500 g Aspireer de supernatant	
Telling	Tel buisjes gedurende 60 seconden	

DIAsource catalogusnummer: KIP0091	Bijsluiternummer : 1700439/nl	Revisienummer : 110217/1
---------------------------------------	----------------------------------	-----------------------------



es

Leer el protocolo completo antes de usar.

## AIA-100

### I. INSTRUCCIONES DE USO

Radioinmunoensayo para la determinación cuantitativa in vitro de los anticuerpos anti-insulina libres (AIA) humanos en suero y plasma.

### II. INFORMACIÓN GENERAL

- A. **Nombre:** DIAsource AIA-100 Kit
- B. **Número de Catálogo:** KIP0091 : 100 tests
- C. **Fabricado por:** DIAsource ImmunoAssays S.A.  
Rue du Bosquet, 2, B-1348 Louvain-la-Neuve, Belgium.

Para cuestiones técnicas y información sobre pedidos contactar :  
Tel : +32 (0)10 84.99.11      Fax : +32 (0)10 84.99.90

### III. INFORMACIÓN CLÍNICA

#### A. Actividades biológicas

La presencia de anticuerpos anti-insulina circulantes (AIA) en diabéticos tratados con la insulina ya es conocida desde hace 1955. Las preparaciones muy puras que son disponibles ahora son menos inmunogénicas que unas preparaciones menos puras que fueron utilizadas antes. La insulina bovina es más inmunogénica que la hormona porcina. También ha sido descubierto que los AIA pueden desarrollarse en pacientes tratados con la insulina humana.

La determinación de los anticuerpos anti-insulina libres tiene una importancia clínica para :

- § La presencia de los anticuerpos anti-insulina libres en plasma influencia la determinación de insulina por radioinmunoensayo ;
- § Con valores muy elevados, los anticuerpos anti-insulina pueden inducir un estado de resistencia a la insulina ;
- § Los anticuerpos anti-insulina puede influenciar la calidad del control glicémico, en pacientes diabéticos, por la prolongación de la vida media de la insulina.

#### B. Aplicaciones clínicas

- § Evaluación de la presencia de los anticuerpos anti-insulina libres antes de la determinación de los niveles de insulina, por radioinmunoensayo, en pacientes que ya han experimentado una terapia con insulina ;
- § Evaluación de los estados de la resistencia a la insulina ;
- § Medio por el diagnóstico de inyecciones con insulina clandestinas (hipoglicemia artificialmente inducida por la insulina factitious insulin-induced hypoglycaemia);
- § Observación de la evaluación de los anticuerpos anti-insulina, en pacientes tratados con las nuevas preparaciones de insulina humana (casos nuevos; pacientes con quienes un tratamiento anterior con insulina porcina o bovina ha sido reemplazado por la administración de insulina humana).

#### IV. PRINCIPIOS DEL MÉTODO

La presencia de los anticuerpos anti-insulina circulantes en diabéticos tratados con insulina es determinada a base semi-cuantitativa, por la determinación de la ligación de la insulina  $^{125}\text{I}$ -Tyr-A14 a la fracción del suero precipitada por el glicol polietileno (PEG) (gamma globulinas).

#### V. REACTIVOS SUMINISTRADOS

Reactivos	Kit 100 test	Código de Color	Reconstitución
<b>Ag</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;"><math>^{125}\text{I}</math></span>	1 vial 1 ml 74 kBq	rojo	Añadir 10 ml de agua destilada
TRAZADOR: Insulin marcado con $^{125}\text{I}$ en tampón fosfático con albumen bovino, timol y azida (<0,1%)			
<b>CONTROL</b> <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">N</span>	3 viales liofilizados	plateado	Añadir 1 ml de agua destilada
Controles - N = 1 o 3 (mirar los valores exactos en las etiquetas) en suero humano y timol			
<b>PEG</b>	1 vial 105 ml	verde	Listo para uso
PEG: Glicol Polietileno (16%) en tampón fosfático con albumen bovino, Tween 20 y azida (0,5%)			

**Control Negativo:** el primer control no contiene anticuerpos anti-insulina. Permite la determinación de la ligación al trazador no específica.

**Controles Positivos:** los otros dos controles contienen respectivamente niveles bajos y elevados de anticuerpos anti-insulina bovina.

#### VI. MATERIAL NO SUMINISTRADO

El material mencionado a continuación es necesario y no está incluido en el kit

1. Agua destilada
2. Pipetas de 100 $\mu\text{l}$  y 1 ml (Se recomienda el uso de pipetas precisas con puntas desechables de plástico)
3. Tubos polistirenos desechables (12 x 75 mm)
4. Hoja de plástico o de aluminio
5. Incubador a 37°C
6. Vortex
7. Agitador magnético
8. Centrifugador a 1500 g
9. Sistema de aspiración (opcional)
10. Contador de radiaciones gamma para medir  $^{125}\text{I}$  (mínima eficiencia 70%)

#### VII. PREPARACIÓN REACTIVOS

- A. **Trazador:** Reconstituir trazador con 10 ml de agua destilada.
- B. **Controles:** Reconstituir los controles con 1 ml de agua destilada.

#### VIII. ALMACENAJE Y CADUCIDADES DE LOS REACTIVOS

- Antes de abrir ó reconstituir todos los componentes de los kits son estables hasta la fecha de caducidad indicada en la etiqueta, si se guardan a 2-8°C.
- Despues de su reconstitución los calibradores y controles son estables durante 8 días a 2-8°C. Para periodos más largos, alicuotar y guardar a -20°C. Evitar congelar y descongelar sucesivamente.
- Las alteraciones de los reactivos en el aspecto físico pueden indicar inestabilidad ó deterioro.

#### IX. RECOGIDA Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS

- Las muestras de suero y plasma deben ser guardadas a 2-8°C.
- Si el ensayo no se realiza en 24 hrs., almacenar las muestras a -20°.
- Evitar congelar y descongelar sucesivamente.
- Despues de la descongelación, las muestras deben ser mezcladas y centrifugadas.

#### X. PROTOCOLO

##### A. Notas de manejo

No utilizar el kit ó componentes después de la fecha de caducidad. No mezclar reactivos de diferente numero de lote. Llevar todos los reactivos a temperatura ambiente antes de su uso.

Agitar municiosamente todos los reactivos y muestras, agitándolos o girándolos suavemente. Con el fin de evitar ninguna contaminación utilizar puntas de pipetas desechables y limpias para la adición de cada reactivo y muestra.

El uso de pipetas de precisión ó equipamiento de dispensación automática mejorara la precisión. Respetar los tiempos de incubación.

Preparar la curva de calibración en cada ensayo, no utilizar los datos de un ensayo previo.

##### B. Protocolo

1. Marcar los tubos polistirenos en duplicado para cada control, muestra y las cuentas totales.
2. Agitar brevemente las muestras y controles y dispensar 100  $\mu\text{l}$  de cada uno en sus respectivos tubos.
3. Dispensar 100  $\mu\text{l}$  de Insulin marcado con  $^{125}\text{I}$  en cada tubo, incluyendo los tubos descubiertos a las Cuentas Totales.
4. Agitar suavemente la gradilla de tubos para soltar cualquier barbuja cautiva de las paredes de los tubos.
5. Cubrir los tubos (con una hoja de plástico o de aluminio) y incubar durante 2 horas a 37°C.
6. Añadir 1 ml de la solución PEG (a temperatura ambiente) en cada tubo, excepto las cuentas totales. Brevemente vortexar los tubos.
7. Incubar durante 15 minutos a temperatura ambiente.
8. Centrifugar durante 15 minutos a 1500 g. La utilización de un centrifugador refrigerado no es necesario si la temperatura no excede a 25°C.
9. Inmediatamente aspirar (o decantear) prudentemente los supernatantes de cada tubo (excepto cuentas totales). No perturbar la precipitación.
10. Medir la actividad de cada tubo durante 60 segundos en un Contador Gamma.

#### XI. CALCULO DE RESULTADOS

1. Calcular la media de los duplicados.

2. Calcular la radiactividad ligada como un porcentaje de las cuentas totales según la fórmula siguiente :

$$B/T (\%) = \frac{\text{Counts (Control or sample)}}{\text{Total Counts}} \times 100$$

#### XII. EJEMPLO DE RESULTADOS

Los datos mostrados a continuación sirven como ejemplo y nunca deberán ser usados como una calibración real.

AIA	Cpm	B/T (%)
Cuentas Totales	33780	
Controles:		
Control negativo	1265	3,7
Control bajo positivo	6877	20,4
Control elevado positivo	19435	57,5
Muestra 1	4054	12,0
Muestra 2	7904	23,4
Muestra 3	12363	36,3

#### XIII. REALIZACIÓN Y LIMITACIONES

##### Precision

###### PRECISION INTRA-ENSAYO

###### PRECISION INTER-ENSAYO

Suero	N	$\langle X \rangle \pm SD$ (B/T x 100)	CV (%)	Suero	N	$\langle X \rangle \pm SD$ (B/T x 100)	CV (%)
A	15	$3,2 \pm 0,4$	12,5	A	38	$3,5 \pm 0,7$	20
B	15	$20,4 \pm 0,6$	2,9	B	38	$20,8 \pm 1,0$	4,8
C	15	$59,6 \pm 1,0$	1,6	C	38	$60,0 \pm 2,0$	3,3

SD : Desviación Estándar; CV: Coeficiente de Variación

#### XIV. CONTROL DE CALIDAD INTERNO

- Si es conveniente, - cada laboratorio puede utilizar sus propios pools de controles, los cuales se guardan en alícuotas congeladas.
- Los criterios de aceptación de la diferencia entre los resultados in duplo de las muestras se apoyan en las prácticas de laboratorio corrientes.

#### XV. INTERVALOS DE REFERENCIA

Estos valores solamente sirven de pauta; cada laboratorio tiene que establecer sus propios valores normales.

El ensayo fue efectuado con 80 sueros de pacientes que nunca experimentaron una terapia con insulina. El porcentaje de ligación observado de la humana insulina  $^{125}\text{I}$ -Tyr-A14 fue:  $5,5\% \pm 0,9\%$  (valor medio  $\pm 1$  desviación estandar). Consecuentemente, podemos decir que un porcentaje de ligación de la humana insulina  $^{125}\text{I}$ -Tyr-A14 superior al valor medio + 3 desviaciones estandares (8,2 %) coincide con la presencia de anticuerpos anti-insulina circulantes.

#### XVI. PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS

##### Seguridad

Para uso solo en diagnóstico in vitro.

Este kit contiene  $\text{I}^{125}$  (vida media : 60 días) emisor de rayos X (28 keV) y de rayos  $\gamma$  (35.5 keV) ionizantes.

Este producto radiactivo solo puede ser manejado y utilizado por personas autorizadas; la compra, almacenaje, uso y cambio de productos radiactivos están sujetos a la legislación del país del usuario. En ningún caso el producto deberá ser suministrado a humanos y animales.

Todo el manejo de producto radiactivo se hará en una área señalizada, diferente de la de paso regular. Deberá de utilizarse un libro de registros de productos radiactivos utilizados. El material de laboratorio, vidrio que podría estar contaminado radiactivamente deberá de descontaminarse para evitar la contaminación con otros isótopos.

Cualquier derramamiento radiactivo deberá ser limpiado de inmediato de acuerdo con los procedimientos de seguridad. Los desperdicios radiactivos deberán ser almacenados de acuerdo con las regulaciones y normativas vigentes de la legislación a la cual pertenezca el laboratorio. El ajustarse a las normas básicas de seguridad radiológica facilita una protección adecuada.

Los componentes de sangre humana utilizados en este kit han sido testados por métodos aprobados por la CEE y/o la FDA dando negativo a HBsAg, anti-HCV, anti-HIV-1 y 2. No se conoce ningún método que asegure que los derivados de la sangre humana no transmitan hepatitis, SIDA ó otras infecciones. Por lo tanto el manejo de los reactivos y muestras se hará de acuerdo con los procedimientos de seguridad locales.

Todos los productos animales y derivados han sido obtenidos a partir de animales sanos. Componentes bovinos originales de países donde BSE no ha sido informado. Sin embargo, los componentes contenido substancias animales deberán ser consideradas como potencialmente infecciosas.

Evitar cualquier contacto de los reactivos con la piel (azida sódica como conservante). La azida en este kit puede reaccionar con el plomo y cobre de las cañerías y producir azidas metálicas altamente explosivas. Durante el proceso de lavado, hacer circular mucha cantidad de agua por el sumidero para evitar el almacenamiento de la azida.

No fumar, beber, comer ó utilizar cosméticos en el área de trabajo. No pipetear con la boca. Utilizar ropa de protección y guantes.

#### XVII. BIBLIOGRAFIA

1. ASLIN C.M., HARTOG M. and GOLDIE D.J. (1978)  
**The relationship between circulating free and bound insulin, insulin antibodies, insulin dosage and diabetic control in insulin treated diabetics.**  
Acta Endocrinologica 87, 330-338.
2. BAXTER R.C., YVE D.K. and TURTLE T.R. (1976)  
**Equilibrium binding studies of insulin antibodies in diabetic subjects.**  
Clin. Chem. 22(17), 1089-1094.
3. DECKERT T. and GRUNDALL E. (1970)  
**The antigenicity of pig insulin.**  
Diabetologia 6, 15-20.

4. DESBUQUOIS B. and AURBACH G.D. (1971)  
**Use of polyethylene glycol to separate free and antibody-bound peptides hormones in radioimmunoassays.**  
J. Clin. Endocrinol. Metab. 33: 732-38.
5. DIXON K. (1974)  
**Measurement of antibodies to insulin in serum.**  
Clin. Chem. 20/10, 1275-1281.
6. DIXON K., EXON P.D. and MALINS H. (1975)  
**Insulin antibodies and the control of diabetes.**  
Quarterly Journal of Medicine, New Series, XLIV, n<sup>o</sup> 176, 543-53.
7. WALDHAUSL, W.K., BRATUSCH-MARRAIN P., KRUSE V., JENSEN Y., NOWOTNY Y. and VIERHAPPER H. (1985)  
**Effect of insulin antibodies on insulin pharmacokinetics and glucose utilization in insulin-dependent diabetic patients.**  
Diabetes 34: 166-173.
8. CHRISTIANSEN A.H. (1973)  
**Radioimmuno-electrophoresis in the determination of insulin binding to IgG. Methodological studies.**  
Horm. Metab. Res. 5: 147-154.
9. FALHOLT K., HOSKAM J.A.M., KARAMANOS B.G., SUSSTRUNK H., VISWANATHAN M. and HEDING L.G. (1983)  
**Insulin-specific IgE in serum of 67 diabetic patients against human insulin (NOVO), porcine insulin, and bovine insulin. Four cases reports.**  
Diabetes care 6: 61-65.
10. FINEBERG S.E., GALLOWAY J.A., FINEBERG N.S. and GOLDMAN J. (1983)  
**Effects of species of origin, purification levels and formulation on insulin immunogenicity.**  
Diabetes 32:592-599.
11. FINEBERG S.E., GALLOWAY J.A., FINEBERG N.S., RATHBUN M.J. and HUFFERD S. (1983)  
**Immunogenicity of recombinant DNA human insulin.**  
Diabetologica 25: 465-469.

#### XVIII. RESUMO DO PROTOCOLO

CUENTAS TOTALES ( $\mu\text{l}$ )	MUESTRA(S) CONTROL(S) ( $\mu\text{l}$ )	
Muestras, controles Trazador	- 100	100 100
Incubación		2 horas a 37°C
PEG	-	1000
Incubación Centrifugación Separación		15 minutos a temperatura ambiente 15 minutos a 1500 g Aspirar el supernatante
Contaje		Contar los tubos durante 60 segundos

DIAsource Catalogo Nr : KIP0091	P.I. Numero : 1700439/es	Revisión nr : 110217/1
------------------------------------	-----------------------------	---------------------------

Fecha de la revisión: 2011-02-17



it

Prima di utilizzare il kit leggere attentamente le istruzioni per l'uso

## AIA-100

### I. USO DEL KIT

Kit radioimmunologico per la determinazione quantitativa in vitro degli anticorpi anti-insulina liberi (AIA) in siero o plasma.

### II. INFORMAZIONI DI CARATTERE GENERALE

A. Nome commerciale: DIAsource AIA-100 Kit

B. Numero di catalogo: KIP0091: 100 test

C. Prodotto da: DIAsource ImmunoAssays S.A.  
Rue du Bosquet, 2, B-1348 Louvain-la-Neuve, Belgio.

Per informazioni tecniche o su come ordinare il prodotto contattare:

Tel: +32 (0)10 84.99.11

Fax: +32 (0)10 84.99.90

### III. INFORMAZIONI CLINICHE

#### A. Attività biologiche

La presenza di anticorpi anti-insulina (AIA) circolanti nei pazienti diabetici trattati con insulina, è stata riconosciuta intorno al 1955. Le preparazioni di insulina altamente purificata attualmente disponibili sono meno immunogene rispetto ad alcune di quelle meno pure precedentemente utilizzate. L'insulina bovina è più immunogena rispetto all'ormone suino. Inoltre, è stato dimostrato che gli AIA possono svilupparsi anche nei pazienti trattati con insulina umana.

La determinazione degli anticorpi anti-insulina circolanti è di importanza clinica per i seguenti motivi:

- § La presenza di anticorpi anti-insulina liberi nel plasma interferisce con la determinazione dell'insulina mediante test radioimmunologico;
- § A titoli molto alti, gli anticorpi anti-insulina possono indurre uno stato di insulino-resistenza;
- § Gli anticorpi anti-insulina possono influenzare la qualità del controllo glicemico, nei pazienti diabetici, in quanto prolungano l'emivita dell'insulina.

#### B. Applicazioni cliniche

- § Valutazione della presenza di anticorpi anti-insulina liberi prima della determinazione dei livelli di insulina, mediante test radioimmunologico, in pazienti che hanno ricevuto una precedente terapia insulinica;
- § Valutazione degli stati di insulino-resistenza;
- § Ausilio alla diagnosi di iniezioni surrettizie di insulina (ipoglicemia fittizia insulina-indotta);
- § Monitoraggio della valutazione di anticorpi anti-insulina, in pazienti che ricevono le preparazioni di insulina umana formulate di recente (nuovi casi; pazienti in cui un trattamento precedente con insulina suina o bovina viene sostituito dalla somministrazione di insulina umana).

#### IV. PRINCIPIO DEL METODO

La presenza di anticorpi anti-insulina circolanti nei soggetti diabetici trattati con insulina viene stimata su base semi-quantitativa, mediante la determinazione del legame della  $^{125}\text{I}$ -Tyr-A14-insulina alla frazione sierica precipitata dal polietilenglicole (PEG) (gamma globuline).

#### V. REATTIVI FORNITI

Reattivi	Kit da 100 test	Codice colore	Volume di ricostituzione
Ag <span style="border: 1px solid black; padding: 2px;">125I</span>	1 flacone 1ml 74 kBq	rosso	Aggiungere 10 ml di acqua distillata
Marcato: Insulin marcato con $^{125}\text{I}$ , in tampone fosfato con BSA, timolo e sodio azide (<0,1%)			
CONTROL N	3 flaconi liofilizzati	argento	Aggiungere 1 ml di acqua distillata
Controlli: N = 1 o 3, (le concentrazioni esatte degli calibratore sono riportate sulle etichette dei flaconi) in siero umano e timolo			
PEG	1 flacone 105 ml	Verde	Pronte per l'uso
PEG: Polietilenglicole (16%) in tampone fosfato con BSA, Tween 20 e sodio azide (0,5%)			

**Controllo negativo:** Il primo controllo non contiene anticorpi anti-insulina. Consente la determinazione del legame del *tracer* non-specifico.

**Controlli positivi:** Gli altri due controlli contengono rispettivamente livelli bassi e alti di anticorpi anti-insulina bovini.

#### VI. REATTIVI NON FORNITI

Il seguente materiale è richiesto per il dosaggio ma non è fornito nel kit.

- Acqua distillata.
- Pipette per dispensare 100  $\mu\text{l}$  e 1 ml (Si raccomanda di utilizzare pipette accurate con puntale in plastica monouso).
- Provette monouso in polistirene (12 x 75 mm)
- Pellicola in plastica o in alluminio
- Incubatrice a 37°C
- Agitatore tipo vortex.
- Agitatore magnetico.
- Centrifuga che funziona a 1500 g
- Sistema di aspirazione dei campioni (facoltativo).
- Contatore gamma con finestra per  $^{125}\text{I}$  (efficienza minima 70%)

#### VII. PREPARAZIONE DEI REATTIVI

- Marcato:** Ricostituire i marcato con 10 ml di acqua distillata.
- Controlli:** Ricostituire i controlli con 1 ml di acqua distillata.

#### VIII. CONSERVAZIONE E SCADENZA DEI REATTIVI

- I reattivi non utilizzati sono stabili a 2-8°C fino alla data riportata su ciascuna etichetta.
- Dopo ricostituzione, calibratore e controlli sono stabili 8 giorni a 2-8°C e, suddivisi in aliquote a -20°C per periodi più lunghi. Evitare ripetuti cicli di congelamento-scongelamento dei campioni.
- Alterazioni dell'aspetto fisico dei reattivi possono indicare una loro instabilità o deterioramento.

#### IX. RACCOLTA E PREPARAZIONE DEI CAMPIONI

- Conservare i campioni di siero o plasma a 2-8°C.
- Se non si desidera eseguire il dosaggio entro 24 ore dal prelievo, si raccomanda di conservare i campioni a -20°C.
- Evitare ripetuti cicli di congelamento-scongelamento dei campioni.
- Miscelare e centrifugare i campioni dopo lo scongelamento.

#### X. METODO DEL DOSAGGIO

##### A. Avvertenze generali

Non usare il kit o suoi componenti oltre la data di scadenza. Non mescolare reattivi di lotti diversi. Prima dell'uso portare tutti i reattivi a temperatura ambiente.

Mescolare delicatamente i campioni per inversione o rotazione. Per evitare cross-contaminazioni, cambiare il puntale della pipetta ogni volta che si usi un nuovo reattivo o campione.

L'uso di pipette ben tarate e ripetibili o di sistemi di pipettamento automatici migliora la precisione del dosaggio. Rispettare i tempi di incubazione.

Allestire una curva di taratura per ogni seduta analitica, in quanto non è possibile utilizzare per un dosaggio curve di taratura di sedute analitiche precedenti.

##### B. Metodo del dosaggio

- Etichettare le provette in polistirene in duplicato per ogni controllo, campione e conteggi totali.
- Agitare brevemente su vortex campioni e controlli. Dispensare 100  $\mu\text{l}$  di campioni e controlli nelle rispettive provette.
- Dispensare 100  $\mu\text{l}$  di Insulin marcato con  $^{125}\text{I}$  in tutte le provette, comprese quelle per l'attività totale.
- Scuotere gentilmente il portaprovette per liberare eventuali bolle d'aria intrappolate nel liquido contenuto nelle provette.
- Coprire le provette (con la pellicola in plastica o alluminio) e incubare 2 ore a 37°C.
- Aggiungere 1 ml di soluzione PEG (a temperatura ambiente) in ogni provetta, ad esclusione di quella per i conteggi totali. Agitare brevemente su vortex le provette.
- Incubare 15 minuti a temperatura ambiente.
- Centrifugare per 15 minuti a 1500 g. L'uso di una centrifuga refrigerata non è necessario, a condizione che la temperatura non si elevi oltre i 25°C.
- Aspirare immediatamente (o decantare) i supernatanti con attenzione da ogni provetta (ad esclusione di quella per i conteggi totali). Prestare attenzione a non toccare il precipitato.
- Contare tutte le provette per 1 minuto con il contatore gamma.

#### XI. CALCOLO DEI RISULTATI

- Calcolare la media delle determinazioni in duplicato.
- Calcolare la radioattività del legame come percentuale dei conteggi totali in base alle formule seguenti:

$$\text{B/T (\%)} = \frac{\text{Counts (Control or sample)}}{\text{Total Counts}} \times 100$$

#### XII. CARATTERISTICHE TIPICHE

I sotto riportati sono forniti a titolo di esempio e non devono essere utilizzati per calcolare le concentrazioni di anticorpi anti-insulina in campioni e controlli al posto della curva calibratore eseguita contemporaneamente.

AIA	cpm	B/T (%)
Attività totale	33780	
Controlli:		
Controllo negativo	1265	3,7
Controllo positivo basso	6877	20,4
Controllo positivo alto	19435	57,5
Campioni 1	4054	12,0
Campioni 2	7904	23,4
Campioni 3	12363	36,3

#### XIII. CARATTERISTICHE E LIMITI DEL METODO

##### Precisione

###### INTRA SAGGIO

###### INTER SAGGIO

Siero	N	$\langle X \rangle \pm SD$ (B/T x 100)	CV (%)	Siero	N	$\langle X \rangle \pm SD$ (B/T x 100)	CV (%)
A	15	$3,2 \pm 0,4$	12,5	A	38	$3,5 \pm 0,7$	20
B	15	$20,4 \pm 0,6$	2,9	B	38	$20,8 \pm 1,0$	4,8
C	15	$59,6 \pm 1,0$	1,6	C	38	$60,0 \pm 2,0$	3,3

SD : Deviazione Standard; CV: Coefficiente di Variazione

#### XIV. CONTROLLO DI QUALITÀ INTERNO

- Ogni laboratorio può preparare un proprio pool di sieri da utilizzare come controllo, da conservare congelato in aliquote.
- I criteri di accettazione delle differenze tra i risultati in duplice dei campioni devono basarsi sulla buona prassi di laboratorio.

#### XV. INTERVALLI DI RIFERIMENTO

Questi valori sono puramente indicativi, ciascun laboratorio potrà stabilire i propri intervalli normali.

Il test è stato effettuato su 80 sieri di pazienti che non avevano mai ricevuto terapia con insulina. La percentuale di legame osservata di umana insulina  $^{125}\text{I}$ -Tyr-A14 è stata la seguente:  $5,5\% \pm 0,9\%$  (valore medio  $\pm 1$  deviazione standard). Di conseguenza, è possibile considerare che una percentuale di legame di umana insulina- $^{125}\text{I}$ -Tyr-A14 maggiore rispetto al valore medio  $+ 3$  deviazioni standard (8,2%) corrisponde alla presenza di anticorpi circolanti anti-insulina.

#### XVI. PRECAUZIONI PER L'USO

##### Sicurezza

Il kit è solo per uso diagnostico in vitro.

Il kit contiene  $^{125}\text{I}$  (emivita: 60 giorni) emettente raggi X (28 keV) e  $\gamma$  (35.5 keV) ionizzanti. L'acquisto, la detenzione, l'utilizzo e il trasporto di materiale radioattivo sono soggetti a regolamentazione locale. In nessun caso il prodotto può essere somministrato ad esseri umani o animali.

Usare sempre guanti e camici da laboratorio quando si manipola materiale radioattivo. Le sostanze radioattive devono essere conservate in propri contenitori in appositi locali che devono essere interdetti alle persone non autorizzate. Deve essere tenuto un registro di carico e scarico del materiale radioattivo. Il materiale di laboratorio e la vetreria deve essere dedicato all'uso di isotopi specifici per evitare cross-contaminazioni.

In caso di contaminazione o dispersione di materiale radioattivo, fare riferimento alle norme locali di radioprotezione. I rifiuti radioattivi devono essere smaltiti secondo le norme locali di radioprotezione. Lo scrupoloso rispetto delle norme per l'uso di sostanze radioattive fornisce una protezione adeguata agli utilizzatori. I reattivi di origine umana presenti nel kit sono stati dosati con metodi approvati da organismi di controllo europei o da FDA e si sono rivelati negativi per HBs Ag, anti HCV, anti HIV1 e anti HIV2. Non sono disponibili metodi in grado di offrire la certezza assoluta che derivati da sangue umano non possano provocare epatiti, AIDS o trasmettere altre infezioni. Manipolare questi reattivi o i campioni di siero o plasma secondo le procedure di sicurezza vigenti.

Tutti i prodotti di origine animale o loro derivati provengono da animali sani. I componenti di origine bovina provengono da paesi dove non sono stati segnalati casi di BSE. E' comunque necessario considerare i prodotti di origine animale come potenziali fonti di infezioni.

Evitare ogni contatto dell'epidermide con i reattivi contenenti sodio azide come conservante. La sodio azide può reagire con piombo rame o ottone presenti nelle tubature di scarico per formare metallo-azidi esplosivi. Smaltire questi reattivi facendo scorrere abbondante acqua negli scarichi.

Nei luoghi dove si usano sostanze radioattive non è consentito consumare cibi o bevande, fumare o usare cosmetici. Non pipettare i reattivi con pipette a bocca.

#### XVII. RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI

1. ASLIN C.M., HARTOG M. and GOLDIE D.J. (1978)  
**The relationship between circulating free and bound insulin, insulin antibodies, insulin dosage and diabetic control in insulin treated diabetics.**  
Acta Endocrinologica 87, 330-338.
2. BAXTER R.C., YVE D.K. and TURTLE T.R. (1976)  
**Equilibrium binding studies of insulin antibodies in diabetic subjects.**  
Clin. Chem. 22(7), 1089-1094.
3. DECKERT T. and GRUNDALL E. (1970)  
**The antigenicity of pig insulin.**  
Diabetologia 6, 15-20.

4. DESBUQUOIS B. and AURBACH G.D. (1971)  
**Use of polyethylene glycol to separate free and antibody-bound peptides hormones in radioimmunoassays.**  
J. Clin. Endocrinol. Metab. 33: 732-38.
5. DIXON K. (1974)  
**Measurement of antibodies to insulin in serum.**  
Clin. Chem. 20/10, 1275-1281.
6. DIXON K., EXON P.D. and MALINS H. (1975)  
**Insulin antibodies and the control of diabetes.**  
Quarterly Journal of Medicine, New Series, XLIV, n° 176, 543-53.
7. WALDHAUSL, W.K., BRATUSCH-MARRAIN P., KRUSE V., JENSEN Y., NOWOTNY Y. and VIERHAPPER H. (1985)  
**Effect of insulin antibodies on insulin pharmacokinetics and glucose utilization in insulin-dependent diabetic patients.**  
Diabetes 34: 166-173.
8. CHRISTIANSEN A.H. (1973)  
**Radioimmuno-electrophoresis in the determination of insulin binding to IgG. Methodological studies.**  
Horm. Metab. Res. 5: 147-154.
9. FALHOLT K., HOSKAM J.A.M., KARAMANOS B.G., SUSSTRUNK H., VISWANATHAN M. and HEDING L.G. (1983)  
**Insulin-specific IgE in serum of 67 diabetic patients against human insulin (NOVO), porcine insulin, and bovine insulin. Four cases reports.**  
Diabetes care 6: 61-65.
10. FINEBERG S.E., GALLOWAY J.A., FINEBERG N.S. and GOLDMAN J. (1983)  
**Effects of species of origin, purification levels and formulation on insulin immunogenicity.**  
Diabetes 32:592-599.
11. FINEBERG S.E., GALLOWAY J.A., FINEBERG N.S., RATHBUN M.J. and HUFFERD S. (1983)  
**Immunogenicity of recombinant DNA human insulin.**  
Diabetologica 25: 465-469.

#### XVIII. SCHEMA DEL DOSAGGIO

	Attività totale μl	Campioni Controlli (μl)
Campioni, controlli Marcato	- 100	100 100
Incubazione	2 ore a 37°C	
PEG	-	1000
Incubazione Centrifugazione Separazione	15 minuti a temperatura ambiente 15 minuti a 1500 g Aspirare il supernatante	
Conteggio	Contare le provette per 1 minuto	

Numero di catalogo di DIAsource : KIP0091	P.I. numero : 1700439/it	Revisione numero: 110217/1
--	-----------------------------	-------------------------------

Διαβάστε ολόκληρο το πρωτόκολλο πριν από τη χρήση.

## AIA-100

### I. ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ

Ραδιοανοσοπροσδιορισμός για την *in vitro* ημι-ποσοτική μέτρηση ελεύθερων ανθρώπινων αντιινσουλινικών αντισωμάτων (AIA) σε ορό και πλάσμα.

### II. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

- A. Εμπορική ονομασία: Kit AIA-100 της DIAsource
- B. Αριθμός καταλόγου: KIP0091: 100 προσδιορισμοί
- C. Κατασκευάζεται από την: DIAsource ImmunoAssays S.A.  
Rue du Bosquet, 2, B-1348 Louvain-la-Neuve, Belgium.

Για τεχνική βοήθεια ή πληροφορίες σχετικά με παραγγελίες επικοινωνήστε στα:  
Τηλ.: +32 (0)10 84.99.11 Φαξ: +32 (0)10 84.99.90

### III. ΚΛΙΝΙΚΟ ΥΠΟΒΑΘΡΟ

#### A. Βιολογική δράση

Η παρουσία κυκλοφορούντων αντιινσουλινικών αντισωμάτων (AIA) σε διαβητικούς που υποβάλλονται σε θεραπεία με ινσουλίνη εντοπίστηκε ήδη από το 1955. Τα εξαιρετικά υψηλής καθαρότητας σκευάσματα ινσουλίνης, που διατίθενται σήμερα, είναι λιγότερο ανοσογόνα από μερικά από τα λιγότερο καθαρά σκευάσματα που χρησιμοποιούνται παλαιότερα. Η βόεια ινσουλίνη είναι λιγότερο ανοσογόνος από το χοίρεια ινσουλίνη. Έχει επίσης διαπιστωθεί ότι ενδέχεται να αναπτυχθούν AIA σε ασθενείς που υποβάλλονται σε θεραπεία με ανθρώπινη ινσουλίνη.

Ο προσδιορισμός κυκλοφορούντων αντιινσουλινικών αντισωμάτων είναι σημαντικός, από κλινική άποψη, για τους εξής λόγους:

- § Η παρουσία ελεύθερων αντιινσουλινικών αντισωμάτων στο πλάσμα επιδρά στον προσδιορισμό της ινσουλίνης με μεθόδους ανοσοπροσδιορισμού.
- § Σε πολύ υψηλούς τίτλους, τα αντιινσουλινικά αντισώματα ενδέχεται να προκαλέσουν μια κατάσταση ανοχής στην ινσουλίνη.
- § Τα αντιινσουλινικά αντισώματα ενδέχεται να επηρεάσουν την ποιότητα του γλυκαιμικού ελέγχου, σε διαβητικούς ασθενείς, επιμηκύνοντας την ημιζωή της ινσουλίνης.

#### B. Κλινικές εφαρμογές

- § Αξιολόγηση της παρουσίας ελεύθερων αντιινσουλινικών αντισωμάτων πριν από τον προσδιορισμό των επιπέδων της ινσουλίνης, με ανοσοπροσδιορισμό, σε ασθενείς που υποβλήθηκαν πρόσφατα σε θεραπεία με ινσουλίνη.
- § Αξιολόγηση καταστάσεων ανοχής στην ινσουλίνη.
- § Επικουρικό μέσο στη διάγνωση λαθραίων εγχύσεων ινσουλίνης (τεχνητή υπογλυκαιμία, επαγόμενη από ινσουλίνη).
- § Παρακολούθηση της αξιολόγησης αντιινσουλινικών αντισωμάτων, σε ασθενείς που υποβάλλονται σε θεραπεία με τα πρόσφατα ανεπτυγμένα σκευάσματα ανθρώπινης ινσουλίνης (νέες περιπτώσεις, ασθενείς στους οποίους προηγούμενη θεραπεία με χοίρεια ή βόεια ινσουλίνη αντικαθίσταται από τη χορήγηση ανθρώπινης ινσουλίνης).

#### IV. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΜΕΘΟΔΟΥ

Η παρουσία κυκλοφορούντων αντινσουλινικών αντισωμάτων σε ασθενείς που υποβάλλονται σε θεραπεία με ινσουλίνη υπολογίζεται σε ημι-ποσοτική βάση, μέσω προσδιορισμού της δέσμευσης της  $^{125}\text{I}$ -Τγ-Α14-ινσουλίνης στο κλάσμα του ορού που έχει υποστεί καθίση από την πολυαθυλενογλυκόλη (PEG) (γάμμα σφαιρίνες).

#### V. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΑΡΑΣΤΗΡΙΑ

Αντιδραστήρια	Κιτ 96 προσδιορισμών	Χρωματικός κωδικός	Ανασύσταση
Ag $^{125}\text{I}$	1 φιαλίδιο 1 ml 74 kBq	κόκκινο	Προσθέστε 10 ml απεσταγμένου νερού
CONTROL      N	3 φιαλίδια λυοφιλοποιημένο	κίτρινο	Προσθέστε 1ml απεσταγμένου νερού
PEG	1 φιαλίδιο 105 ml	πράσινο	Έτοιμο για χρήση

**ΙΧΝΗΘΕΤΗΣ:** ΙΝΣΟΥΛΙΝΗ σημασμένη με  $^{125}\text{I}$  σε ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών με βόεια ορολευκωματίνη, αζίδιο του νατρίου (<0,1%) και θυμόλη

**Οροί ελέγχου - N = 1 έως 3** (δείτε τις ακρίβεις τιμές πάνω στις ετικέτες των φιαλιδίων) σε ανθρώπινο ορό με θυμόλη

**PEG:** Πολυαθυλενογλυκόλη (16%) σε ρυθμιστικό διάλυμα φωσφορικών με βόεια ορολευκωματίνη, Tween 20 και αζίδιο του νατρίου (0,5%).

**Αρνητικός ορός ελέγχου:** Ο πρώτος ορός ελέγχου δεν περιέχει αντινσουλινικά αντισώματα. Επιτρέπει τον προσδιορισμό μη ειδικής δέσμευσης υγνηθέτη.

**Θετικοί οροί ελέγχου:** Οι δύο άλλοι οροί ελέγχου περιέχουν αντίστοιχα χαμηλά και υψηλά επίπεδα βίδειων αντινσουλινικών αντισωμάτων.

#### VI. ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ

Τα ακόλουθα υλικά απαιτούνται αλλά δεν παρέχονται στο κιτ:

- Απεσταγμένο νερό
- Πιπέτες για διανομή: 100 μl και 1 ml (συνιστάται η χρήση πιπετών ακρίβειας με αναλόσιμα πλαστικά ρύγχη)
- Αναλόσιμα σωληνάρια από πολυυετερένιο (12 x 75 mm)
- Πλαστικό φύλλο ή φύλλο αλουμινίου
- Επωαστήρας στους 37°C
- Αναμείκτης στροβιλισμού
- Μαγνητικός αναδευτήρας
- Συσκευή φυγοκέντρισης στα 1500 g
- Σύστημα αναρρόφησης (προαιρετικό)
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιοσδήποτε μετρητής για ακτινοβολίας με δυνατότητα μέτρησης του  $^{125}\text{I}$  (ελάχιστη απόδοση 70%).

#### VII. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΑΡΑΣΤΗΡΙΟΥ

- A. Ιχνηθέτες:** Ανασυστήστε τον υγνηθέτη με 10 ml απεσταγμένου νερού.
- B. Οροί ελέγχου:** Ανασυστήστε τους ορούς ελέγχου με 1 ml απεσταγμένου νερού.

#### VIII. ΦΥΛΑΞΗ ΚΑΙ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΤΩΝ ΑΝΤΙΑΡΑΣΤΗΡΙΩΝ

- Πριν από το άνοιγμα ή την ανασύσταση, όλα τα συστατικά του κιτ παραμένουν σταθερά έως την ημερομηνία λήξης, η οποία αναγράφεται στην ετικέτα, εφόσον διατηρούνται σε θερμοκρασία 2 έως 8°C.
  - Μετά την ανασύσταση, ο υγνηθέτης και οι οροί ελέγχου παραμένουν σταθεροί επί 8 ημέρες στους 2-8°C.
- Για μεγαλύτερες περιόδους φύλαξης, θα πρέπει να δημιουργηθούν κλάσματα/δόσεις μιας χρήσης και να διατηρηθούν σε θερμοκρασία -20°C επί 3 μήνες το μέγιστο. Αποφεύγετε τους επακόλουθους κύκλους κατάψυξης-απόψυξης.
- Τυχόν μεταβολές της φυσικής εμφάνισης των αντιδραστηρίων του κιτ ενδέχεται να υποδηλώνουν αστάθεια ή αλλοίωση.

#### IX. ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ

- Τα δείγματα ορού ή πλάσματος πρέπει να φυλάσσονται σε θερμοκρασία 2-8°C.
- Εάν η εξέταση δεν πραγματοποιηθεί εντός 24 ωρών, συνιστάται η φύλαξη στους -20°C.
- Αποφεύγετε τους επακόλουθους κύκλους κατάψυξης-απόψυξης.
- Μετά την απόψυξη, τα δείγματα πρέπει να αναμειγνύνται και να υποβάλλονται σε φυγοκέντριση.

#### X. ΑΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

##### A. Σημειώσεις σχετικά με το χειρισμό

Μη χρησιμοποιούστε το κιτ ή τα συστατικά μετά την ημερομηνία λήξης. Μην αναμειγνύντε υλικά από διαφορετικές παρτίδες κιτ. Φέρετε όλα τα αντιδραστήρια σε θερμοκρασία δωματίου πριν από τη χρήση. Αναμείξτε καλά όλα τα αντιδραστήρια και τα δείγματα με απαλή ανακίνηση ή ανάδευση. Χρησιμοποιούστε ένα καθαρό αναλόσιμο ρύγχος πιπέτας για την προσθήκη κάθε διαφορετικού αντιδραστηρίου και δείγματος προκειμένου να αποφύγετε την επιμόλυνση. Η ακρίβεια βελτιώνεται με χρήση πιπετών υψηλής ακρίβειας ή αυτοματοποιημένου εξοπλισμού διανομής με πιπέτες. Τηρήστε τους χρόνους επώντασης. Προετοιμάστε μια καμπύλη βαθμονόμησης για κάθε ανάλυση, μη χρησιμοποιούστε δεδομένα από προηγούμενες αναλύσεις.

##### B. Διαδικασία

- Σημάνετε σωληνάρια από πολυυετερένιο εις διπλούν για κάθε ορό ελέγχου, δείγμα και τις μετρήσεις που αφορούν τον υγνηθέτη  $^{125}\text{I}$  ("total").
- Αναμείξτε για λίγο (με αναμείκτη στροβιλισμού τύπου vortex) τους ορούς ελέγχου και τα δείγματα και διανείμετε 100 μl από έκαστο στα αντίστοιχα σωληνάρια.
- Διανείμετε 100 μl ινσουλίνης σημασμένης με  $^{125}\text{I}$  σε κάθε σωληνάριο, συμπεριλαμβάνοντας τα σωληνάρια που αφορούν τις μετρήσεις του υγνηθέτη  $^{125}\text{I}$  ("total").
- Αγκανήστε απαλά με το χέρι τη βάση στήριξης των σωληναρίων για να απελευθερώσετε τυχόν παγιδευμένες φυσαλίδες αέρα.
- Καλύψτε τα σωληνάρια (με φύλλο πλαστικού ή αλουμινίου) και επωάστε επί 2 ώρες στους 37°C.
- Προσθέστε 1 ml από το διάλυμα PEG (σε θερμοκρασία δωματίου) σε κάθε σωληνάριο, εκτός από εκείνα που αφορούν τις μετρήσεις του υγνηθέτη  $^{125}\text{I}$  ("total"). Υποβάλετε σε σύντομο στροβιλισμό τα σωληνάρια.
- Επωάστε επί 15 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου.
- Φυγοκεντρίστε για 15 λεπτά στις 1500 g. Δεν είναι απαραίτητη η χρήση συσκευής φυγοκέντρισης με σύστημα ψύνης αρκεί η θερμοκρασία να μη φθάσει τους 25°C.
- Αναρροφήστε αμέσως (ή μεταγγίστε) προσεκτικά τα υπερκείμενα από κάθε σωληνάριο (με εξαίρεση εκείνα που αφορούν τις μετρήσεις του υγνηθέτη  $^{125}\text{I}$  ("total")). Προσέξτε να μη διαταράξετε το ίζημα.
- Μετρήστε τα σωληνάρια σε μετρητή για ακτινοβολία για 60 δευτερόλεπτα.

#### XI. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

- Υπολογίστε τη μέση τιμή των διπλών προσδιορισμών.
- Υπολογίστε τη δεσμευμένη ραδιενέργεια ως ποσοστό των μετρήσεων που αφορούν τον υγνηθέτη  $^{125}\text{I}$  ("total") σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

$$\text{B/T}(\%) = \frac{\text{Μετρήσεις (Ορό ελέγχου ή δείγμα)}}{\text{Μετρήσεις υγνηθέτη ("Total")}}$$

#### XII. ΤΥΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Τα ακόλουθα δεδομένα προορίζονται μόνο ως παράδειγμα και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ποτέ αντί των τιμών πραγματικού χρόνου.

AIA	epm	B/T (%)
Κρούσεις του υγνηθέτη $^{125}\text{I}$ ("total")	33780	
Οροί ελέγχου: Αρνητικός ορός ελέγχου	1265	3,7
Θετικός ορός ελέγχου χαμηλής τιμής	6877	20,4
Θετικός ορός ελέγχου υψηλής τιμής	19435	57,5
Δείγμα 1	4054	12,0
Δείγμα 2	7904	23,4
Δείγμα 3	12363	36,3

### XIII. ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

#### A. Ακρίβεια

ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΙΔΙΟ  
ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ

ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΜΕΤΑΞΥ  
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΩΝ

Ορός	N	$\text{\langle X \rangle \pm T.A.$ (B/T x 100)	Σ.Δ. (%)	Ορός	N	$\text{\langle X \rangle \pm T.A.$ (B/T x 100)	Σ.Δ. (%)
A	15	3,2 ± 0,4	12,5	A	38	3,5 ± 0,7	20
B	15	20,4 ± 0,6	2,9	B	38	20,8 ± 1,0	4,8
C	15	59,6 ± 1,0	1,6	C	38	60,0 ± 2,0	3,3

T.A.: Τυπική απόκλιση, Σ.Δ.: Συντελεστής διακύμανσης

### XIV. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

- Εάν είναι επιθυμητό, κάθε εργαστήριο μπορεί να δημιουργήσει τα δικά του μείγματα δειγμάτων ελέγχου (pools), τα οποία πρέπει να διατηρούνται κατεψυγμένα σε κλάσματα/δόσεις μιας χρήσης.
- Τα κριτήρια αποδοχής για τη διαφορά μεταξύ των διπλών αποτελεσμάτων των δειγμάτων θα πρέπει να βασίζονται σε ορθές εργαστηριακές πρακτικές.

### XV. ΤΙΜΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

Οι τιμές αυτές παρέχονται μόνον ως οδηγής. Κάθε εργαστήριο θα πρέπει να καθιερώσει το δικό του πεδίο φυσιολογικών τιμών. Ο προσδιορισμός εκτελέστηκε με 80 ορούς ασθενών, οι οποίοι δεν είχαν υποβληθεί ποτέ σε θεραπεία με ίνσουλίνη. Το παρατηρηθέν ποσοστό δέσμευσης της  $^{125}\text{I}$ -Τυρ-Α14- ανθρώπινης ίνσουλίνης ήταν το ακόλουθο:  $5,5\% \pm 0,9\%$  (μέση τιμή  $\pm 1$  τυπική απόκλιση). Κατά συνέπεια, μπορεί κανείς να θεωρήσει ότι ποσοστό δέσμευσης της  $^{125}\text{I}$ -Τυρ-Α14- ανθρώπινης ίνσουλίνης υψηλότερο από τη μέση τιμή  $+ 3$  τυπικές αποκλίσεις (8,2%) αντιστοιχεί στην παρουσία κυκλοφορούντων αντινσουλινικών αντισωμάτων.

### XVI. ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

#### Ασφαλείας

Μόνο για διαγνωστική χρήση *in vitro*.

Το κιτ αυτό περιέχει το  $^{125}\text{I}$  (Χρόνος ημιζωής: 60 ημέρες), μια ραδιενεργή ουσία η οποία εκπέμπει ιοντίζουσα ακτινοβολία X (28 keV) και γ (35.5 keV). Αντό το ραδιενεργό προϊόν είναι δυνατό να μεταφερθεί και να χρησιμοποιηθεί μόνο από εξουσιοδοτημένα άτομα. Η αγορά, φύλαξη, χρήση και ανταλλαγή ραδιενεργών προϊόντων υπόκεινται στη νομοθεσία της χώρας του τελικού χρήστη. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να χορηγείται το προϊόν σε ανθρώπους ή ζώα.

Όλος ο χειρισμός του ραδιενεργού υλικού θα πρέπει να εκτελείται σε καθορισμένο χώρο, μακριά από χώρους τακτικής διέλευσης. Στο εργαστήριο πρέπει να διατηρείται ημερολόγιο για την παραλαβή και τη φύλαξη ραδιενεργών υλικών. Εξόπλισμός και γυάλινα σκεύη του εργαστηρίου, τα οποία θα μπορούσαν να μολυνθούν με ραδιενεργές ουσίες, θα πρέπει να φυλάσσονται σε ξεχωριστό χώρο για την πρόληψη επιμόλυνσης των διαφόρων ραδιοιστόπων.

Τυχόν διαρροές ραδιενεργών υγρών πρέπει να καθαρίζονται αμέσως σύμφωνα με τις διαδικασίες ασφαλείας από ραδιενέργεια. Τα ραδιενεργά απόβλητα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς και τις κατευθυντήριες οδηγίες των αρχών που έχουν δικαιοδοσία στο εργαστήριο. Η τήρηση των βασικών κανόνων ασφαλείας από ραδιενέργεια παρέχει επαρκή προστασία.

Τα συστατικά ανθρώπινου αίματος που περιλαμβάνονται στο κιτ αυτό έχουν ελεγχθεί με μεθόδους εγκεκριμένης στην Ευρώπη ή/και από τον FDA και έχει διαπιστωθεί ότι είναι αρνητικά ως προς την παρουσία HBsAg, αντι-HCV, αντι-HIV-1 και 2. Καμία γνωστή μέθοδος δεν είναι δυνατό να παρέχει πλήρη διασφάλιση ότι παράγωγα του ανθρώπινου αίματος δε θα μεταδώσουν ηπατίτιδα, AIDS ή άλλες λοιμώξεις. Επομένως, ο χειρισμός αντιδραστηρίων, δειγμάτων ορού ή πλάσματος θα πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις τοπικές διαδικασίες περί ασφαλείας.

Όλα τα ζωικά προϊόντα και παράγωγα έχουν συλλεχθεί από υγή ζώα. Τα βόεια συστατικά προέρχονται από χώρες όπου δεν έχει αναφερθεί BSE. Παρ' όλ' αυτά, συστατικά που περιέχουν ζωικές ουσίες θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως δυνητικώς μολυσματικά.

Αποφεύγετε οποιαδήποτε επαφή του δέρματος με αντιδραστήρια (χρησιμοποιείται αζίδιο του νατρίου ως συντηρητικό). Το αζίδιο στο κιτ αυτό ενδέχεται να αντιδράσει με μόλυβδο και χαλκό των υδραυλικών σοληνώσεων και να σχηματίσει με τον τρόπο αυτό ιδιαίτερα εκρηκτικά αζίδια μετάλλων. Κατά τη διάρκεια του βήματος πλύσης, εκπλύνετε την αποχέτευση με μεγάλη ποσότητα νερού, για την πρόληψη τυχόν συστρώνυσης αζίδιου.

Μην καπνίζετε, μην πίνετε, μην τρώτε και μη χρησιμοποιείτε καλλυντικά στο χώρο εργασίας. Μην διανέμετε με πιπέτα χρησιμοποιώντας το στόμα σας. Χρησιμοποιείτε προστατευτικό ρουχισμό και γάντια μιας χρήσης.

### XVII. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

1. ASLIN C.M., HARTOG M. and GOLDIE D.J. (1978) *The relationship between circulating free and bound insulin, insulin antibodies, insulin dosage and diabetic control in insulin treated diabetics.* Acta Endocrinologica 87, 330-338.
2. BAXTER R.C., YVE D.K. and TURTLE T.R. (1976) *Equilibrium binding studies of insulin antibodies in diabetic subjects.* Clin. Chem. 22(17), 1089-1094.
3. DECKERT T. and GRUNDALL E. (1970) *The antigenicity of pig insulin.* Diabetologia 6, 15-20.
4. DESBUQUOIS B. and AURBACH G.D. (1971) *Use of polyethylene glycol to separate free and antibody-bound peptides hormones in radioimmunoassays.* J. Clin. Endocrinol. Metab. 33: 732-38.
5. DIXON K. (1974) *Measurement of antibodies to insulin in serum.* Clin. Chem. 20/10, 1275-1281.
6. DIXON K., EXON P.D. and MALINS H. (1975) *Insulin antibodies and the control of diabetes.* Quarterly Journal of Medicine, New Series, XLIV, n<sup>o</sup> 176, 543-53.
7. WALDHAUSL, W.K., BRATUSCH-MARRAIN P., KRUSE V., JENSEN Y., NOWOTNY Y. and VIERHAPPER H. (1985) *Effect of insulin antibodies on insulin pharmacokinetics and glucose utilization in insulin-dependent diabetic patients.* Diabetes 34: 166-173.
8. CHRISTIANSEN A.H. (1973) *Radioimmuno-electrophoresis in the determination of insulin binding to IgG. Methodological studies.* Horm. Metab. Res. 5: 147-154.
9. FALHOLT K., HOSKAM J.A.M., KARAMANOS B.G., SUSSTRUNK H., VISWANATHAN M. and HEDING L.G. (1983) *Insulin-specific IgE in serum of 67 diabetic patients against human insulin (NOVO), porcine insulin, and bovine insulin. Four cases reports.* Diabetes care 6: 61-65.
10. FINEBERG S.E., GALLOWAY J.A., FINEBERG N.S. and GOLDMAN J. (1983) *Effects of species of origin, purification levels and formulation on insulin immunogenicity.* Diabetes 32:592-599.
11. FINEBERG S.E., GALLOWAY J.A., FINEBERG N.S., RATHBUN M.J. and HUFFERD S. (1983) *Immunogenicity of recombinant DNA human insulin.* Diabetologia 25: 465-469.

### XVIII. ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

Κρούσεις του ιχνηθέτη $^{125}\text{I}$ ("total") μl	ΔΕΙΓΜΑ(ΤΑ) ΟΡΟΙ ΕΛΕΓΧΟΥ μl
Δείγματα, οροί ελέγχου Ιχνηθέτης	- 100 100
Επώαση	2 ώρες στους 37° C
PEG	- 1000
Επώαση Φυγοκέντριση Διαχωρισμός	15 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου 15 λεπτά στα 1500 g Αναρροφήστε το υπερκέιμενο
Μέτρηση	Μετρήστε τα σωληνάρια για 60 δευτερόλεπτα

Αρ. καταλόγου DIAsource: KIP0091	Αριθμός P.I.: 1700439/el	Αρ. αναθεώρησης: 110217/1
-------------------------------------	-----------------------------	------------------------------

Przed zastosowaniem należy przeczytać cały protokół.

## AIA-100

### I. PRZEZNACZENIE

Oznaczenie radioimmunoenzymatyczne do pólilościowego pomiaru ludzkich wolnych przeciwciał antyinsulinowych (anti-insulin antibodies (AIA)) w surowicy i w osoczu metodą *in vitro*.

### II. INFORMACJE OGÓLNE

A. Nazwa firmowa: DIAsource AIA-100

B. Numer katalogowy: KIP0091 : 100 oznaczeń

C. Wyprodukowano przez: DIAsource ImmunoAssays S.A.  
Rue du Bosquet, 2, B-1348 Louvain-la-Neuve, Belgia.

Dział pomocy technicznej oraz informacje dotyczące zamówień:  
Tel.: +32 (0)10 84.99.11      Fax: +32 (0)10 84.99.90

### III. INFORMACJE KLINICZNE

#### A. Aktywność biologiczna

Występowanie przeciwciał antyinsulinowych (AIA) u chorych na cukrzycę lezoną insuliną zaobserwowano już w 1955 roku. Obecnie dostępne preparaty insuliny wysokooczyszczonej są mniej immunogenne, niż niektóre z preparatów wcześniej stosowanych i słabiej oczyszczonych. Insulina bydłęca jest bardziej immunogenna od hormonu wieprzowego. Ostatnio zaobserwowano, że przeciwciała AIA mogą pojawić się u pacjentów leczonych insuliną ludzką.

Oznaczenie przeciwciał antyinsulinowych we krwi krążącej ma znaczenie w następujących sytuacjach klinicznych:

- § Występowanie wolnych przeciwciał antyinsulinowych w osoczu może zaburzyć przebieg oznaczenia insuliny metodami radioimmunoenzymatycznymi.
- § W bardzo wysokich mianach przeciwciała antyinsulinowe mogą indukować stan insulinooporności.
- § Przeciwciała antyinsulinowe, poprzez wydłużanie czasu półtrwania insuliny, mogą ograniczać jakość kontroli glikemii u pacjentów chorych na cukrzycę.

#### B. Zastosowania kliniczne

- § Określenie występowania wolnych przeciwciał antyinsulinowych przed oznaczeniem poziomów insuliny metodami radioimmunoenzymatycznymi u pacjentów wcześniej leczonych insuliną;
- § Określenie stanów insulinooporności;
- § Pomoc w rozpoznawaniu dodatkowych, nieujawnionych wstrzykiwań insuliny w stanach hipoglikemii poinsulinowej;
- § Monitorowanie występowania przeciwciał antyinsulinowych u pacjentów przyjmujących nowe preparaty insuliny ludzkiej (nowe przypadki; pacjenci u których wcześniej stosowane leczenie insulinami zwierzętymi jest zastępowane preparatami insuliny ludzkiej).

#### IV. ZAGADNIENIA DOTYCZĄCE METODY

Występowanie przeciwciał antyinsulinowych we krwi krążącej u chorych na cukrzycę, leczonych insuliną, jest oznaczane metodą półilościową, poprzez określanie stopnia wiązania  $^{125}\text{I}$ -Tyr-A14-insuliny do frakcji gammaglobulin w surowicy, wytrącanych za pomocą glikolu polietylenowego (PEG).

#### V. ODCZYNNIKI DOSTARCZONE

Odczynniki	Zestaw 96 oznaczeń	Kolor	Rekonstytucja
<b>Ag</b> <b><math>^{125}\text{I}</math></b>	1 fiolka 1 ml 74 kBq	czerwony	<b>Dodać 10 ml wody destylowanej</b>
<b>CONTROL</b> <b>N</b>	3 fiołki materiał liofilizowany	srebrny	<b>Dodać 1 ml wody destylowanej</b>
<b>PEG</b>	1 fiolka 105 ml	zielony	<b>Gotowy do zastosowania.</b>

**Kontrola ujemna:** Pierwsza próbka kontrolna nie zawiera żadnych przeciwciał antyinsulinowych. Pozwala na oznaczenie nieswoistych, znacznikowych substancji wiążących.

**Kontrole dodatnie:** Dwie pozostałe próbki kontrolne zawierają (odpowiednio) niskie i wysokie poziomy wolnych, bydlęcych przeciwciał antyinsulinowych.

#### VI. MATERIAŁY WYMAGANE, ALE NIEDOSTARCZONE

Poniższe materiały są wymagane, ale nie są dostarczone w zestawie:

1. Woda destylowana
2. Pipety do dozowania: 100  $\mu\text{l}$  i 1 ml (zaleca się korzystanie z dokładnych pipet z jednorazowymi końcówkami plastиковymi)
3. Jednorazowe próbówki polistyrenowe (12 x 75 mm)
4. Folia plastikowa lub aluminiowa
5. Inkubator 37°C
6. Mieszadło wirowe
7. Mieszadło magnetyczne
8. Wirówka 1500 g
9. Układ do aspiracji (opcjonalnie)
10. Może być wykorzystywany jakikolwiek licznik gamma odpowiedni do pomiaru  $^{125}\text{I}$  (minimalny uzysk 70%)

#### VII. PRZYGOTOWANIE ODCZYNNIKÓW

- A. **Znaczniki:** Rozpuścić znacznik przy pomocy 10 ml wody destylowanej.
- B. **Kontrole:** Kontrole należy rekonstytuować przy pomocy 1 ml wody destylowanej.

#### VIII. PRZEHOWYWANIE I DATA WAŻNOŚCI ODCZYNNIKÓW

- Przed otwarciem lub rekonstytucją wszystkie składniki zestawu zachowują trwałość do daty ważności przedstawionej na etykiecie, jeżeli są przechowywane w temperaturze od 2 do 8°C.
- Po rekonstytucji, kalibrator i kontrole zachowują trwałość przez 8 dni, pod warunkiem przechowywania w temperaturze od 2 do 8°C. W razie konieczności przechowywania przez dłuższy okres czasu, należy przygotować niewielkie objętości kontroli, co pozwala przechowywać je w temperaturze -20 °C przez 3 miesiące. Unikać powtarzanych cykli zamrażania-odmrażania.
- Zmiany w wyglądzie fizycznym odczynników w zestawie mogą wskazywać na ich niestabilność lub zużycie.

#### IX. POBIERANIE I PRZYGOTOWANIE MATERIAŁU DO BADANIA

- Próbki surowicy lub osocza muszą być przechowywane w temperaturze 2-8°C.
- Jeżeli oznaczenie nie jest wykonywane w ciągu 24 godzin, zaleca się przechowywanie w temperaturze -20°C.
- Unikać powtarzanych cykli zamrażania-odmrażania.
- Po rozmrożeniu próbki powinny być wymieszane i odwirowane.

#### X. PROCEDURA

##### A. Uwagi dotyczące obsługi

Nie wolno wykorzystywać składników zestawu po upłynięciu podanej daty ważności.

Nie wolno mieszać materiałów pochodzących z różnych serii zestawów. Przed wykorzystaniem wszystkie odczynniki powinny osiągnąć temperaturę pokojową.

Wszystkie odczynniki i próbki należy dokładnie wymieszać przez delikatne potrząsanie lub obracanie.

Aby uniknąć zanieczyszczenia krzyżowego, do dodawania poszczególnych odczynników i próbek należy wykorzystywać czyste końcówki jednorazowe pipet. Pipety wysokiej precyzji lub pipety automatyczne poprawiają precyzję wykonania oznaczenia.

Przestrzegać czasów inkubacji.

Przygotować krzywą kalibracyjną dla każdego cyklu pomiarowego, nie wolno wykorzystywać danych z poprzednich oznaczeń.

##### B. Procedura

1. Podwójnie oznaczyć próbki polistyrenowe dla każdej próbki kontrolnej, badanej i do całkowitego zliczania.
2. Krótko wirować próbki kontrolne i badane a następnie dozować po 100  $\mu\text{l}$  każdej substancji do odpowiednich próbówek.
3. Dozować po 100  $\mu\text{l}$  insuliny znakowanej jodem $^{125}\text{I}$  do każdej próbki, w tym do próbówek całkowitego zliczania.
4. Delikatnie potrząsnąć statywem w celu uwolnienia uwięzionych pecherzyków powietrza.
5. Przykryć próbówki (folią plastikową lub aluminiową) a następnie inkubować przez 2 godziny w temperaturze 37°C.
6. Dodać po 1 ml roztworu PEG (w temperaturze pokojowej) do każdej próbówki z wyjątkiem próbówek do całkowitego zliczania. Krótko wirować próbówki.
7. Inkubować przez 15 minut w temperaturze pokojowej.
8. Wirować przez 15 minut przy 1500 g. Stosowanie wirówek chłodzonych nie jest konieczne - wystarczy upewnić się, że temperatura nie wzrośnie powyżej 25 °C.
9. Natychmiast ostrożnie aspirować (lub osuszyć) supernatanty z każdej próbówki (z wyjątkiem próbówek do całkowitego zliczania). Należy uważać, aby nie naruszyć osadu.
10. Zliczać próbówki w liczniku gamma przez 60 sekund.

#### XI. OBLICZANIE WYNIKÓW

1. Obliczyć średnią oznaczeń podwójnych.
2. Obliczyć radioaktywność związaną jako odsetek zliczeń całkowitych, według następującego wzoru:

$$\text{B/T (\%)} = \frac{\text{Liczba zliczeń (Próbki kontrolnej lub badanej)}}{\text{Liczba zliczeń całkowitych}} \times 100$$

#### XII. PRZYKŁAD DANYCH TYPOWYCH

Poniższe dane są przedstawione wyłącznie w celach przykładowych i nie powinny być nigdy stosowane zamiast rzeczywistych krzywych kalibracyjnych.

AIA	cpm	B/T (%)
Zliczanie całkowite	33780	
Kontrole:		
Kontrola ujemna	1265	3,7
Kontrola dodatnia, poziom niski:	6877	20,4
Kontrola dodatnia, poziom wysoki:	19435	57,5
Próbka 1	4054	12,0
Próbka 2	7904	23,4
Próbka 3	12363	36,3

### XIII. DZIAŁANIE I OGRANICZENIA

#### A. Precyza

PRECYZJA W SERII

PRECYZJA MIĘDZY SERIAMI

Surowica	N	$\langle X \rangle \pm SD$ (B/T x 100)	CV (%)	Surowica	N	$\langle X \rangle \pm SD$ (B/T x 100)	CV (%)
A	15	3,2 ± 0,4	12,5	A	38	3,5 ± 0,7	20
B	15	20,4 ± 0,6	2,9	B	38	20,8 ± 1,0	4,8
C	15	59,6 ± 1,0	1,6	C	38	60,0 ± 2,0	3,3

SD: Odchylenie standardowe; CV: Współczynnik zmienności

### XIV. WEWNĘTRZNA KONTROLA JAKOŚCI

- Jeżeli to konieczne, każde laboratorium może wykonać własne próbki zbiorcze w celach kontrolnych, które powinny być zamrożone w małych objętościach.
- Dopuszczalne kryteria dotyczące różnicy pomiędzy wynikami oznaczeń podwójnych próbek powinny być zgodne z zasadami prawidłowej pracy w laboratorium.

### XV. ZAKRESY REFERENCYJNE

Wartości są przedstawione wyłącznie w celach orientacyjnych, każde laboratorium powinno opracować własne wartości referencyjne.

Przeprowadzono badanie 80 surowic pacjentów, którzy nigdy nie przyjmowali insuliny. Obserwano następujący odsetek wiązania  $^{125}\text{I}$ -Tyr-A14-insuliny ludzkiej:  $5,5\% \pm 0,9\%$  (wartość średnia  $\pm 1$  odchylenie standardowe). Dlatego można uznać, że wyższy odsetek wiązania  $^{125}\text{I}$ -Tyr-A14-insuliny ludzkiej od wartości średniej  $+ 3$  odchylenia standardowe (8,2%) odpowiada występowaniu krążących przeciwciał antyinsulinowych.

### XVI. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI I OSTRZEŻENIA

#### Bezpieczeństwo

Tylko do diagnostyki *in vitro*.

Zestaw zawiera  $^{125}\text{I}$  (Okres połowicznego rozpadu: 60 dni), emittujący promieniowanie jonizujące X (28 keV) i  $\gamma$  (35,5 keV). Ten produkt radioaktywny może być transportowany i wykorzystany wyłącznie przez osoby autoryzowane; zakup, przechowywanie, stosowanie i wymiana produktów radioaktywnych podlega regulacjom prawnym kraju użytkownika końcowego. W żadnym wypadku produkt nie może być podawany ludziom lub zwierzętom.

Obsługa materiałów radioaktywnych powinno być przeprowadzana w miejscach do tego przeznaczonych, z dala od miejsc ogólnej użyteczności. W laboratorium musi być przechowywany rejestr przyjęć i przechowywania materiałów radioaktywnych. Wypożyczenie laboratorium oraz szkło, które może być skażone substancjami radioaktywnymi powinno być oddzielone w celu uniknięcia krzyżowego zanieczyszczenia różnych radioizotopów.

Wszelkie plamy z substancji radioaktywnych muszą być natychmiast oczyszczane zgodnie z procedurami dotyczącymi bezpieczeństwa radiologicznego. Odpady radioaktywne muszą być usuwane zgodnie z miejscowymi przepisami i ogólnie przyjętymi wytycznymi obowiązującymi w laboratorium. Przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa radiologicznego zapewnia wystarczające zabezpieczenie.

Składniki zawierające ludzką krew, dostarczone w zestawie, zostały przebadane metodami zaaprobowanymi przez instytucje europejskie i/lub FDA. Stwierdzono, że nie zawierają one HbsAg, przeciwciały anty-HCV, anty-HIV-1 i 2. Żadna ze znanych metod nie może dać całkowitej pewności, że materiały pochodzenia ludzkiego nie przenoszą czynników zakaźnych wirusowego zapalenia wątroby, AIDS i innych. Dlatego postępowanie z odczynnikami i próbками surowicy lub osocza powinno być zgodne z miejscowymi procedurami dotyczącymi bezpieczeństwa.

Produkty pochodzenia zwierzęcego były pobierane od zdrowych zwierząt. Składniki bydlęce pochodzą z krajów, w których nie odnotowano występowania BSE. Pomimo to, składniki zawierające substancje pochodzenia zwierzęcego powinny być traktowane jako potencjalnie zakaźne.

Unikać kontaktu skóry z odczynnikami (zawierającymi azydok sodowy jako środek konserwujący). Azydok znajdujący się w zestawie może reagować z miedzią i ołowiem w układzie kanalizacyjnym tworząc związki o właściwościach wybuchowych. W czasie płukania odprowadzany płyn należy płukać dużymi objętościami wody, aby zapobiec kumulacji azydków.

Nie wolno palić, spożywać napojów ani pokarmów, bądź używać kosmetyków w miejscu pracy. Nie pipetować ustami. Zakładać ubranie ochronne i rękawiczki jednorazowe.

### XVII. BIBLIOGRAFIA

1. ASLIN C.M., HARTOG M. and GOLDIE D.J. (1978) *The relationship between circulating free and bound insulin, insulin antibodies, insulin dosage and diabetic control in insulin treated diabetics.* Acta Endocrinologica 87, 330-338.
2. BAXTER R.C., YVE D.K. and TURTLE T.R. (1976) *Equilibrium binding studies of insulin antibodies in diabetic subjects.* Clin. Chem. 22(17), 1089-1094.
3. DECKERT T. and GRUNDALL E. (1970) *The antigenicity of pig insulin.* Diabetologia 6, 15-20.
4. DESBUQUOIS B. and AURBACH G.D. (1971) *Use of polyethylene glycol to separate free and antibody-bound peptides hormones in radioimmunoassays.* J. Clin. Endocrinol. Metab. 33: 732-738.
5. DIXON K. (1974) *Measurement of antibodies to insulin in serum.* Clin. Chem. 20/10, 1275-1281.
6. DIXON K., EXON P.D. and MALINS H. (1975) *Insulin antibodies and the control of diabetes.* Quarterly Journal of Medicine, New Series, XLIV, n<sup>o</sup> 176, 543-553.
7. WALDHAUSL, W.K., BRATUSCH-MARRAIN P., KRUSE V., JENSEN Y., NOWOTNY Y. and VIERHAPPER H. (1985) *Effect of insulin antibodies on insulin pharmacokinetics and glucose utilization in insulin-dependent diabetic patients.* Diabetes 34: 166-173.
8. CHRISTIANSEN A.H. (1973) *Radioimmuno-electrophoresis in the determination of insulin binding to IgG. Methodological studies.* Horm. Metab. Res. 5: 147-154.
9. FALHOLT K., HOSKAM J.A.M., KARAMANOS B.G., SUSSTRUNK H., VISWANATHAN M. and HEDING L.G. (1983) *Insulin-specific IgE in serum of 67 diabetic patients against human insulin (NOVO), porcine insulin, and bovine insulin. Four cases reports.* Diabetes care 6: 61-65.
10. FINEBERG S.E., GALLOWAY J.A., FINEBERG N.S. and GOLDMAN J. (1983) *Effects of species of origin, purification levels and formulation on insulin immunogenicity.* Diabetes 32:592-599.
11. FINEBERG S.E., GALLOWAY J.A., FINEBERG N.S., RATHBUN M.J. and HUFFERD S. (1983) *Immunogenicity of recombinant DNA human insulin.* Diabetologica 25: 465-469.

### XVIII. PODSUMOWANIE PROTOKOŁU

	CALKOWITA LICZBA ZLICZEŃ μl	PRÓBKI KONTROLE μl
Próbki, kontrola Znacznik izotopowy	- 100	100 100
Inkubacja		2 godziny w temperaturze 37°C
PEG	-	1000
Inkubacja Wirowanie Rozdzielenie		15 minut w temperaturze pokojowej 15 minut przy 1500 g Aspirowanie supernatantów
Zliczanie		Zliczanie próbówek przez 60 sekund

Nr katalogowy DIAsource KIP0091	Numer P.I. 1700439/pl	Nr aktualizacji : 110217/1
------------------------------------	--------------------------	-------------------------------

	<u>Used symbols</u>
	Consult instructions for use
	Storage temperature
	Use by
<b>LOT</b>	Batch code
<b>REF</b>	Catalogue number
<b>CONTROL</b>	Control
<b>IVD</b>	In vitro diagnostic medical device
	Manufacturer
	Contains sufficient for <n> tests
	Wash solution concentrated
	Zero calibrator
	Calibrator #
	Control #
	Tracer
	Tracer
	Tracer concentrated
	Tracer concentrated
	Tubes
	Incubation buffer
	Acetonitrile
	Serum
	Specimen diluent
	Dilution buffer
	Antiserum
	Immunoadsorbent
	Calibrator diluent
	Reconstitution solution
	Polyethylene glycol
	Extraction solution
	Elution solution
	Bond Elut Silica cartridges
	Pre-treatment solution
	Neutralization solution
	Tracer buffer
	Microtiterplate
	HRP Conjugate
	HRP Conjugate
	HRP Conjugate concentrate
	HRP Conjugate concentrate
	Conjugate buffer
	Chromogenic TMB concentrate
	Chromogenic TMB solution
	Substrate buffer
	Stop solution
	Incubation serum
	Buffer
	AP Conjugate
	Substrate PNPP
	Biotin conjugate concentrate
	Avidine HRP concentrate
	Assay buffer
	Biotin conjugate
	Specific Antibody
	Streptavidin HRP concentrate
	Non-specific binding
	2nd Antibody
	Acidification Buffer
	Distributor

		<u>Symboles utilisés</u>
		Consulter les instructions d'utilisation
		Température de conservation
		Utiliser jusque
<b>LOT</b>		Numéro de lot
<b>REF</b>		Référence de catalogue
<b>CONTROL</b>		Contrôle
<b>IVD</b>		Dispositif médical de diagnostic in vitro
		Fabricant
		Contenu suffisant pour <n> tests
		Solution de lavage concentrée
		Calibrateur zéro
		Calibrateur #
		Contrôle #
		Traceur
		Traceur
		Traceur concentré
		Traceur concentré
		Tubes
		Tampon d'incubation
		Acétonitrile
		Sérum
		Diluant du spécimen
		Tampon de dilution
		Antisérum
		Immunoabsorbant
		Diluant de calibrateur
		Solution de reconstitution
		Glycol Polyéthylène
		Solution d'extraction
		Solution d'elution
		Cartouches Bond Elut Silica
		Solution de pré-traitement
		Solution de neutralisation
		Tampon traceur
		Microplaques de titration
		HRP Conjugué
		HRP Conjugué
		HRP Conjugué concentré
		HRP Conjugué concentré
		Tampon conjugué
		Chromogène TMB concentré
		Solution chromogène TMB
		Tampon substrat
		Solution d'arrêt
		Sérum d'incubation
		Tampon
		AP Conjugué
		Tampon PNPP
		Biotine conjugué concentré
		Avidine HRP concentré
		Tampon de test
		Biotine conjugué
		Anticorps spécifique
		Concentré streptavidine HRP
		Liant non spécifique
		Second anticorps
		Tampon d'acidification

		<u>Gebrauchte Symbolen</u>
		Gebrauchsanweisung beachten
		Lagern bei
		Verwendbar bis
<b>LOT</b>		Chargenbezeichnung
<b>REF</b>		Bestellnummer
<b>CONTROL</b>		Kontrolle
<b>I V D</b>		In Vitro Diagnostikum
		Hersteller
		Ausreichend für <n> Ansätze
	<b>WASH</b>	Waschlösung-Konzentrat
	<b>CAL</b>	Null kalibrator
	<b>CAL</b>	Kalibrator #
	<b>CONTROL</b>	Kontrolle #
	<b>Ag</b>	Tracer
	<b>Ab</b>	Tracer
	<b>Ag</b>	Tracer Konzentrat
	<b>Ab</b>	Tracer Konzentrat
		Röhrchen
	<b>INC</b>	Inkubationspuffer
		Azetonitril
		Humanserum
	<b>DIL</b>	Probenverdünner
	<b>DIL</b>	Verdünnungspuffer
		Antiserum
		Immunoadsorbens
	<b>DIL</b>	Kalibratorverdünnung
	<b>REC</b>	Rekonstitutionslösung
		Polyethyenglykol
	<b>EXTR</b>	Extraktionslösung
	<b>ELU</b>	Eluierungslösung
		Bond Elut Silikakartuschen
	<b>PRE</b>	Vorbehandlungslösung
	<b>NEUTR</b>	Neutralisierungslösung
	<b>TRACEUR</b>	Tracer-Puffer
		Mikrotiterplatte
	<b>Ab</b>	HRP Konjugat
	<b>Ag</b>	HRP Konjugat
	<b>Ab</b>	HRP Konjugat Konzentrat
	<b>Ag</b>	HRP Konjugat Konzentrat
	<b>CONJ</b>	Konjugatpuffer
	<b>CHROM</b>	Chromogenes TMB Konzentrat
	<b>TMB</b>	Farblösung TMB
	<b>SUB</b>	Substratpuffer
	<b>STOP</b>	Stopplösung
	<b>SER</b>	Inkubationsserum
		Puffer
	<b>Ab</b>	AP Konjugat
	<b>SUB</b>	Substrat PNPP
	<b>BIOT</b>	Biotin-Konjugat-Konzentrat
	<b>AVID</b>	Avidin-HRP-Konzentrat
	<b>ASS</b>	Assaypuffer
	<b>Ab</b>	Biotin-Konjugat
	<b>Ab</b>	Spezifischer Antikörper
	<b>SAV</b>	HRP Streptavidinkonzentrat
	<b>NSB</b>	Unspezifische Bindung
	<b>2nd Ab</b>	Sekundärer Antikörper
	<b>ACID</b>	Ansäuerungspuffer

		<u>Gebruikte symbolen</u>
		Raadpleeg de gebruiksaanwijzing
		Bewaar temperatuur
		Houdbaar tot
<b>LOT</b>		Lotnummer
<b>REF</b>		Catalogusnummer
<b>CONTROL</b>		Controle
<b>IVD</b>		Medisch hulpmiddel voor in-vitro diagnostiek
		Fabrikant
		Inhoud voldoende voor <n> testen
	<b>WASH</b>	Wasoplossing, geconcentreerd
	<b>CAL</b> 0	Nulkalibrator
	<b>CAL</b> N	Kalibrator #
	<b>CONTROL</b> N	Controle #
	<b>Ag</b> 125I	Tracer
	<b>Ab</b> 125I	Tracer
	<b>Ag</b> 125I CONC	Tracer geconcentreerd
	<b>Ab</b> 125I CONC	Tracer geconcentreerd
		Buisjes
	<b>INC</b> BUF	Incubatiebuffer
		Acetonitrile
		Serum
	<b>DIL</b> SPE	Specimen diluent
	<b>DIL</b> BUF	Verdunningsbuffer
		Antiserum
		Immunoabsorbent
	<b>DIL</b> CAL	Kalibratorverdunner
	<b>REC</b> SOLN	Reconstitutieoplossing
		Polyethyleen glycol
	<b>EXTR</b> SOLN	Extracellieoplossing
	<b>ELU</b> SOLN	Elutieoplossing
		Bond Elut Silica kolom
	<b>PRE</b> SOLN	Pre-behandelingsoplossing
	<b>NEUTR</b> SOLN	Neutralisatieoplossing
	<b>TRACEUR</b> BUF	Tracerbuffer
		Microtiterplaat
	<b>Ab</b> HRP	HRP Conjugaat
	<b>Ag</b> HRP	HRP Conjugaat
	<b>Ab</b> HRP CONC	HRP Conjugaat geconcentreerd
	<b>Ag</b> HRP CONC	HRP Conjugaat geconcentreerd
	<b>CONJ</b> BUF	Conjugaat buffer
	<b>CHROM</b> TMB CONC	Chromogene TMB geconcentreerd
	<b>CHROM</b> TMB	Chromogene Oplossing TMB
	<b>SUB</b> BUF	Substraatbuffer
	<b>STOP</b> SOLN	Stopoplossing
	<b>INC</b> SER	Incubatieserum
		Buffer
	<b>Ab</b> AP	AP Conjugaat
	<b>SUB</b> PNPP	Substraat PNPP
	<b>BIOT</b> CONJ CONC	Geconcentreerd Biotine conjuagat
	<b>AVID</b> HRP CONC	Geconcentreerd Avidine-HRP conjuagat
	<b>ASS</b> BUF	Assay buffer
	<b>Ab</b> BIOT	Biotine conjuagat
	<b>Ab</b>	Specifiek antilichaam
	<b>SAV</b> HRP CONC	Streptavidine-HRP concentrat
	NSB	Aspecifieke binding
	2nd Ab	2de antilichaam
	ACID BUF	Verzuringbuffer

		<u>Símbolos utilizados</u>
		Consultar las instrucciones de uso
		LIMITACIÓN DE TEMPERATURA
		Fecha de caducidad
<b>LOT</b>		Código de lote
<b>REF</b>		Número de catálogo
<b>CONTROL</b>		Control
<b>IVD</b>		Producto sanitario para diagnóstico in vitro
		Fabricante
		Contenido suficiente para <n> ensayos
		Solución de lavado concentrada
		Calibrador cero
		Calibrador #
		Control #
	Ag	125I
	Ab	125I
	Ag	125I CONC
	Ab	125I CONC
		Tubos
	INC	BUF
		ACETONITRILE
		SERUM
	DIL	SPE
	DIL	BUF
		ANTISERUM
		IMMUNOADSORBENT
	DIL	CAL
	REC	SOLN
		PEG
	EXTR	SOLN
	ELU	SOLN
		GEL
	PRE	SOLN
	NEUTR	SOLN
	TRACEUR	BUF
		Placa de microvaloración
	Ab	HRP
	Ag	HRP
	Ab	HRP CONC
	Ag	HRP CONC
	CONJ	BUF
	CHROM	TMB CONC
	CHROM	TMB
	SUB	BUF
	STOP	SOLN
	INC	SER
		Tampón
	Ab	AP
	SUB	PNPP
	BIOT	CONJ CONC
	AVID	HRP CONC
	ASS	BUF
	Ab	BIOT
	Ab	
	SAV	HRP CONC
	NSB	
	2nd Ab	
	ACID	BUF

		<u>Simboli utilizzati</u>
		Consultare le istruzioni per l'uso
		Limitazioni di temperatura
		Utilizzare entro
<b>LOT</b>		Numero di lotto
<b>REF</b>		Numero di catalogo
<b>CONTROL</b>		Controllo
<b>IVD</b>		Dispositivo medico-diagnostico in vitro
		Fabbricante
		Contenuto sufficiente per <n> saggi
	<b>WASH</b>	Tampone di lavaggio concentrato
	<b>CAL</b> 0	Calibratore zero
	<b>CAL</b> N	Standard #
	<b>CONTROL</b> N	Controllo #
	<b>Ag</b> 125I	Marcato
	<b>Ab</b> 125I	Marcato
	<b>Ag</b> 125I CONC	Marcato concentrato
	<b>Ab</b> 125I CONC	Marcato concentrato
		Provette
	<b>INC</b> BUF	Tampone incubazione
		Acetonitrile
		Siero
	<b>DIL</b> SPE	Diluente campione
	<b>DIL</b> BUF	Tampone diluizione
		Antisiero
		Immunoassorbente
	<b>DIL</b> CAL	Diluente calibratore
	<b>REC</b> SOLN	Soluzione di ricostituzione
	<b>PEG</b>	Polietilenglicole
	<b>EXTR</b> SOLN	Soluzione di estrazione
	<b>ELU</b> SOLN	Soluzione di eluizione
		Cartucce di silice bond elut
	<b>PRE</b> SOLN	Soluzione di pretrattamento
	<b>NEUTR</b> SOLN	Soluzione di neutralizzazione
	<b>TRACEUR</b> BUF	Tracer Buffer
		Piastra di microtitolazione
	<b>Ab</b> HRP	HRP Coniugato
	<b>Ag</b> HRP	HRP Coniugato
	<b>Ab</b> HRP CONC	HRP Coniugato concentrato
	<b>Ag</b> HRP CONC	HRP Coniugato concentrato
	<b>CONJ</b> BUF	Buffer coniugato
	<b>CHROM</b> TMB CONC	Cromogena TMB concentrato
	<b>CHROM</b> TMB	Soluzione cromogena TMB
	<b>SUB</b> BUF	Tampone substrato
	<b>STOP</b> SOLN	Soluzione di arresto
	<b>INC</b> SER	Incubazione con siero
		Buffer
	<b>Ab</b> AP	AP Coniugato
	<b>SUB</b> PNPP	Substrato PNPP
	<b>BIOT</b> CONJ CONC	Concentrato coniugato con biotina
	<b>AVID</b> HRP CONC	Concentrato avidina HRP
	<b>ASS</b> BUF	Soluzione tampone per test
	<b>Ab</b> BIOT	Coniugato con biotina
	<b>Ab</b>	Anticorpo Specifico
	<b>SAV</b> HRP CONC	Streptavidina-HRP concentrata
	<b>NSB</b>	Legame non-specifico
	<b>2nd Ab</b>	2° Anticorpo
	<b>ACID</b> BUF	Tampone Acidificante

			<u>Επεξήγηση συμβόλων</u>	
			Συμβουλευτείτε τις οδηγίες χρήσης	
			Θερμοκρασία αποθήκευσης	
			Ημερομηνία λήξης	
<b>LOT</b>			Αριθμός παρτίδας	
<b>REF</b>			Αριθμός καταλόγου	
<b>CONTROL</b>			Πρότυπο ελέγχου	
<b>IVD</b>			In Vitro Διαγνωστικό Ιατροτεχνολογικό προϊόν	
			Κατασκευαστής	
			Περιεχόμενο επαρκές για «ν» εξετάσεις	
	<b>WASH</b>	<b>SOLN</b>	<b>CONC</b>	Συμπυκνωμένο διάλυμα έκπλυσης
	<b>CAL</b>	0		Μηδενικός βαθμονομητής
	<b>CAL</b>	N		Βαθμονομητής #
<b>CONTROL</b>	N			Ορός ελέγχου #
	Ag	125I		Ιχνηθέτης
	Ab	125I		Ιχνηθέτης
	Ag	125I	CONC	Χρωμογόνος Ιχνηθέτης
	Ab	125I	CONC	Χρωμογόνος Ιχνηθέτης
				Σωληνάρια
	INC	BUF		Ρυθμιστικό διάλυμα επώασης
				Ακετονιτρίλιο
				Ορός
	DIL	SPE		Διάλυμα αραίωσης δειγμάτων
	DIL	BUF		Ρυθμιστικό διάλυμα αραίωσης
				Αντιορός
				Ανοσοπροσφρητικό
	DIL	CAL		Αραιωτικό βαθμονομητών
	REC	SOLN		Διάλυμα ανασύστασης
				Πολυαθυλενογλυκόλη
	EXTR	SOLN		Διάλυμα εκχύλισης
	ELU	SOLN		Διάλυμα έκλουσης
				Φύσιγγες πυριτίου Bond Elut
	PRE	SOLN		Διάλυμα προεπεξεργασίας
	NEUTR	SOLN		Διάλυμα εξουδετέρωσης
	TRACEUR	BUF		Ρυθμιστικό διάλυμα
				Πλάκα μικροτιτλοδότησης
	Ab	HRP		HRP Σύζευγμα
	Ag	HRP		HRP Σύζευγμα
	Ab	HRP	CONC	Χρωμογόνος HRP Σύζευγμα
	Ag	HRP	CONC	Χρωμογόνος HRP Σύζευγμα
	CONJ	BUF		Ρυθμιστικό διάλυμα συζεύγματος
	CHROM	TMB	CONC	Χρωμογόνος TMB
	CHROM	TMB		Διάλυμα χρωμογόνου TMB
	SUB	BUF		Ρυθμιστικό διάλυμα υποστρώματος
	STOP	SOLN		Ανασχετικό αντιδραστήριο
	INC	SER		Ορός επώασης
				Ρυθμιστικό διάλυμα
	Ab	AP		AP Σύζευγμα
	SUB	PNPP		PNPP υποστρώματος
	BIOT	CONJ	CONC	Συμπυκνωμένο αντιδραστήριο συζεύγμένο με βιοτίνη
	AVID	HRP	CONC	Συμπυκνωμένο διάλυμα αβιδίνης-HRP
	ASS	BUF		Ρυθμιστικό διάλυμα προσδιορισμού
	Ab	BIOT		αντιδραστήριο συζεύγμένο με βιοτίνη
	Ab			Ειδικό Αντίσωμα
	SAV	HRP	CONC	Συμπυκνωμένη στρεπταβιδίνη συνεζευγμένη με HRP
				μη-ειδική δέσμευση
	2nd Ab			2o Αντίσωμα
	ACID	BUF		Ρυθμιστικό Διάλυμα άξινο

		<u><b>Stosowane symbole</b></u>
		Przed zastosowaniem zapoznać się z instrukcją
		Temperatura przechowywania
		Zużyć przed
<b>LOT</b>		Kod serii
<b>REF</b>		Numer katalogowy
<b>CONTROL</b>		Kontrola
<b>IVD</b>		Urządzenie medyczne do diagnostyki in vitro
		Producent
		Zawartość wystarczająca do <n> testów
		Roztwór płuczający stężony
		Kalibrator zerowy
		Kalibrator nr
		Kontrola nr
		Znacznik izotopowy
		Znacznik izotopowy
		Znacznik izotopowy stężony
		Znacznik izotopowy stężony
		Probówki
		Wymagana inkubacja buforu
		Acetonitryl
		Surowica
		Rozcieńczalnik próbki
		Bufor do rozcieńczania
		Antysurowica
		Immunoadsorbent
		Rozcieńczalnik kalibratora
		Roztwór do rozcieńczania
		Glikol poli(oksy)etylenowy
		Roztwór ekstrakcyjny
		Roztwór elucyjny
		Kolumny krzemionkowe Bond Elut
		Roztwór do przygotowania wstępnego
		Roztwór neutralizujący
		Bufor znacznika
		mikroptylka
		Koniugat peroksydazy chrzanowej
		Koniugat peroksydazy chrzanowej
		Koncentrat koniugatu peroksydazy chrzanowej
		Koncentrat koniugatu peroksydazy chrzanowej
		Bufor do koniugacji
		Koncentrat chromogenu TMB (czterometylobenzydyny)
		Roztwór chromogenu TMB (czterometylobenzydyny)
		Bufor substratu
		Roztwór zatrzymujący reakcję
		Wymagana inkubacja surowicy
		Bufor
		Koniugat AP (fosfatazy alkalicznej)
		p-nitrofenylofasforan substratowy
		Koncentrat koniugatu biotyny
		Koncentrat peroksydazy chrzanowej z avidyną
		Bufor do oznaczania
		Koniugatu biotyny
		Przeciwciało swoiste
		Koncentrat streptawidyny HRP
		Wiążanie nieswoiste
		Drugie przeciwciało
		Bufor zakwaszający